

evercare® -tukiside Ideal, steriili

REF: 4276-01, 4277-01, 4278-01, 4279-01, 4280-01

Steriili evercare® Ideal-tukiside on 100 % puuvillakuitua, ja sillä on erinomaiset elastiset ominaisuudet. Sopii haavasisidosten kiinnittämiseen erityisesti nivelten kohdalla, lastojen kiinnitykseen ja kompressiohoitoon turvotuksen hoidossa. Steriiliä Ideal-sidettä voidaan käyttää myös tukena kipsin poistamisen jälkeen sekä amputaatio- ja nivelsidevammojen tukena.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Haavatyynyjen kiinnittämiseen erityisesti niveliin ja kehon osien ympärille
- ▶ Tueksi esim. kipsin poiston jälkeen ja turvotuksen hoidossa
- ▶ Kestää voiteita
- ▶ Side, jossa kudottu reunarakenne
- ▶ Pehmeä ja miellyttävä
- ▶ Tukea amputaatio- ja nivelsidevammoihin
- ▶ 95 % joustavuus
- ▶ 100 % puuvilla
- ▶ Steriloitu etyleenioksidilla (EO)
- ▶ Yksittäispakattu, auki vedettävä pakkaus




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
4276-01	Elastinen tukiside Ideal, puuvilla, yksittäispakkaus, steriili	6 cm x 4 m	20 / 80
4277-01	Elastinen tukiside Ideal, puuvilla, yksittäispakkaus, steriili	8 cm x 4 m	20 / 80
4278-01	Elastinen tukiside Ideal, puuvilla, yksittäispakkaus, steriili	10 cm x 4 m	20 / 80
4279-01	Elastinen tukiside Ideal, puuvilla, yksittäispakkaus, steriili	12 cm x 4 m	20 / 80
4280-01	Elastinen tukiside Ideal, puuvilla, yksittäispakkaus, steriili	15 cm x 4 m	20 / 80

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus: Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi: EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset: Lääkinällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset: DIN 61632, DIN 61634, EN 1049-2

Laatustandardit: EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiaali

Tuotteen osa

Raaka-aine & ominaisuudet

Tukisidos 100 % puuvilla, luonnonvalkoinen, pituus venyttämättä 2 m, pituus venytettynä 4 m, venymä n. 95 %, elastisuus noin 80 %

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	4276-01: 100 x 114 4277-01: 100 x 160 4278-01: 100 x 160 4279-01: 100 x 195 4280-01: 100 x 210
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	4276-01: 300 x 110 x 190 4277-01: 300 x 160 x 190 4278-01: 300 x 160 x 190 4279-01: 300 x 190 x 190 4280-01: 300 x 210 x 190
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	4276-01: 400 x 320 x 250 4277-01: 400 x 320 x 350 4278-01: 400 x 320 x 350 4279-01: 400 x 320 x 410 4280-01: 400 x 320 x 450
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
4276-01	06438129121841	06438129321845	06438129521849
4277-01	06438129121858	06438129321852	06438129521856
4278-01	06438129121865	06438129321869	06438129521863
4279-01	06438129121872	06438129321876	06438129521870
4280-01	06438129121889	06438129321883	06438129521887

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.