

evercare® -kiinnitysteippi

REF: 4555, 4560, 4565, 4570, 4575

evercare® -kiinnitysteippiä käytetään sidosten, taitosten, katetrien, letkujen ja kanyylien kiinnittämiseen. Ihoystävällinen ja joustava teippi mukautuu hyvin kehon muotoihin. Sallii liikkumisen. Helposti irtoava suojapaperi on merkitty 1 cm:n välein. Hengittävä, miellyttävä käytössä ja kosteutta hylkivä.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Sopii erinomaisesti niskan, kyynärpään ja polven alueelle
- ▶ Rei'itetty halkio helpottaa irrottamista ja paikalleen asettamista
- ▶ Veren ja nesteen läpäisyeste



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
4555	Kangasteippirulla, Valkoinen	2,5 cm x 10 m	1 / 120
4560	Kangasteippirulla, Valkoinen	5 cm x 10 m	1 / 60
4565	Kangasteippirulla, Valkoinen	10 cm x 10 m	1 / 36
4570	Kangasteippirulla, Valkoinen	15 cm x 10 m	1 / 24
4575	Kangasteippirulla, Valkoinen	20 cm x 10 m	1 / 18

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkitäiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with
natural rubber latex



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkitäislisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkauksivaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Selkäaine	100 % polyesteri, spunlance-kuitukangas, vettä hylkivä
Pinnoite	Paineherkkä liima, lämpökovettuva akryyliliospolymeeri, lateksiton
Irrokepaperi	Pinnoitettu paperi, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	3 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	4555: 30 x 83 x 83 4560: 55 x 83 x 83 4565: 105 x 83 x 83 4570: 155 x 83 x 83 4575: 205 x 83 x 83
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	4555: 360 x 330 x 280 4560: 360 x 300 x 280 4565: 360 x 330 x 280 4570: 360 x 330 x 280 4575: 435 x 275 x 280
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
4555	N/A	06438129313833	06438129513837
4560	N/A	06438129313840	06438129513844
4565	N/A	06438129313857	06438129513851
4570	N/A	06438129313864	06438129513868
4575	N/A	06438129313871	06438129513875

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.