

## IV-kiinnityssidos, steriili

REF: 4640

Steriili evercare® I.V. -kiinnityssidos perifeerisen laskimokanyylin kiinnittämiseen sisäänvientikohtaan. Läpäisee ilmaa ja kosteutta. I.V.-kiinnityssidoksen selkäaine on vettä hylkivää kuitukangasta, jossa on kiinni imukykyinen tyyny. Imukykyisessä haavatynnyssä on puoliläpäisevä verkko, jonka tarttumattomat ominaisuudet estävät myös imeytetyn haavaeritteen vuotamisen. Pussin mukana toimitettavan erittäin imukykyisen tyynyn avulla lateraalinen laskimokanyyli voidaan kiinnittää ilman ihoon kohdistuvaa painetta. Irrotettavan paperin ansiosta taitosta voi käsitellä ja sen voi kiinnittää asetuskohtaan yhdellä kädellä.

## Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Steriili, ETO-steriloitu
- ▶ Pehmeä ja joustava, erittäin imukykyinen tyyny
- ▶ Hengittävä materiaali
- ▶ Joustava kuitukankainen selkämateriaali, akryyliiliima
- ▶ Yksittäispakattu paperiseen auki vedettävään pussiin




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkausko, kpl rasia/kuljetuskartonki
4640	IV-kiinnityssidos, steriili	8 x 6 cm; tyyny 1,5 x 2 cm; irtonainen tyyny 1,5 x 3 cm	50 / 2400

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



**REACH-asetus:** Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

**Biologinen arviointi:** EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10  
EN ISO 10993-11

**Lakisäätteiset vaatimukset:** Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

**Tuotestandardien vaatimukset:** EN ISO 11135, EN ISO 11737-1, EN 13726-2

**Laatustandardit:** EN ISO 13485

**Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:** EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Selkäaine	100 % polyesteri, kuitukangas, vettä hylkivä, valkoinen
Pinnoite	Paineherkkä liima, lämpökovettuva akryyliliospolymeeri, lateksiton
Imukykyinen haavatyyny	70 % viskoosi, 30 % polyesteri ja tarttumaton huokoinen PE-kalvo, valkoinen
Irrokepaperi	Pinnoitettu paperi, valkoinen

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	3 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	126 x 85
<b>Rasia</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	95 x 90 x 130
<b>Kuljetuspakkaus</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	380 x 600 x 280
<b>Pakkausteippi</b>	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>4640</b>	06438129113969	06438129313963	06438129513967

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.