

Imukykyinen evercare[®] -haavakalvo, steriili

REF: 4655, 4657, 4660, 4665, 4670, 4675, 4680, 4685

Steriili ja imukykyinen evercare[®] -haavakalvo leikkaushaavojen hoitoon ja eritteiden imeyttämiseen. Imukykyinen haavatyyny on päällystetty puoliläpäisevällä verkolla, joka imee haavasta merkittävästi eritettä tarttumatta haavaan. Hyvän pidätyskyvyn ansiosta erite pysyy haavatyynyn sisällä myös ulkoisessa paineessa. Taitos läpäisee ilmaa ja höyryä. Sopii potilaan kehon kartiomaisiin osiin ja kehonosien ympärille. Puoliläpäisevä PU-kalvo suojaa kosteudelta ja kontaminaatiolta.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Pehmeä ja joustava
- ▶ Hengittävä materiaali
- ▶ Vähän ja kohtalaisesti erittäville haavoille
- ▶ Akrylipohjainen liima
- ▶ Helppokäyttöinen yksittäispussi
- ▶ PU-kalvolla päällystetty kuitukangasmateriaali
- ▶ Suihkun kestävä




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
4655	Imukykyinen, vedenkestävä, haavatyynyllä varustettu haavakalvo, steriili	5 x 7 cm; tyyny 2,5 x 4 cm	50 / 2400
4657	Imukykyinen, vedenkestävä, haavatyynyllä varustettu haavakalvo, steriili	10 x 6 cm; tyyny 5 x 3 cm	50 / 1600
4660	Imukykyinen, vedenkestävä, haavatyynyllä varustettu haavakalvo, steriili	10 x 10 cm; tyyny 4,5 x 4,5 cm	50 / 1200
4665	Imukykyinen, vedenkestävä, haavatyynyllä varustettu haavakalvo, steriili	10 x 15 cm; tyyny 5 x 11 cm	50 / 600
4670	Imukykyinen, vedenkestävä, haavatyynyllä varustettu haavakalvo, steriili	10 x 20 cm; tyyny 5 x 15,5 cm	30 / 360
4675	Imukykyinen, vedenkestävä, haavatyynyllä varustettu haavakalvo, steriili	10 x 25 cm; tyyny 5 x 20 cm	30 / 360
4680	Imukykyinen, vedenkestävä, haavatyynyllä varustettu haavakalvo, steriili	10 x 30 cm; tyyny 5 x 25 cm	30 / 360
4685	Imukykyinen, vedenkestävä, haavatyynyllä varustettu haavakalvo, steriili	10 x 35 cm; tyyny 5 x	30 / 360

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus: Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi: EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

Lakisääteiset vaatimukset: Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset: EN ISO 11135:2014/A1:2019, EN ISO 11737-1, EN 13726-2

Laatustandardit: EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Selkäaine	Hengittävä ja vedenpitävä PU + 100 % polyesterikuitu, vettä hylkivä, valkoinen
Pinnoite	Paineherkkä liima, lämpökovettuva akryyliliospolymeeri, lateksiton
Imukykyinen haavatyyny	70 % viskoosi, 30 % polyesteri ja tarttumaton huokoinen PE-kalvo, valkoinen
Irrokepaperi	Pinnoitettu paperi, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	3 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	4655: 72 x 113
		4657: 135 x 124
		4660: 135 x 160
		4665: 135 x 220
		4670: 135 x 262
		4675: 135 x 313
		4680: 135 x 361
4685: 135 x 413		
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	4655: 95 x 74 x 115
		4657: 140 x 95 x 130
		4660: 140 x 95 x 165
		4665: 140 x 95 x 225
		4670: 140 x 65 x 265
		4675: 140 x 65 x 316
		4680: 140 x 65 x 365
4685: 140 x 65 x 415		
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	4655: 320 x 600 x 260
		4657: 400 x 600 x 280
		4660: 300 x 600 x 360
		4665: 600 x 300 x 360
		4670: 285 x 440 x 285
		4675: 285 x 440 x 335
		4680: 285 x 440 x 385
4685: 285 x 440 x 415		
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
4655	06438129115383	06438129315387	06438129515381
4657	06438129118568	06438129318562	06438129518566
4660	06438129115390	06438129315394	06438129515398
4665	06438129115406	06438129315400	06438129515404
4670	06438129115413	06438129315417	06438129515411
4675	06438129115420	06438129315424	06438129515428
4680	06438129115437	06438129315431	06438129515435
4685	06438129115444	06438129315448	06438129515442

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.