

## Läpinäkyvä imukykyisellä haavatyynyllä varustettu evercare<sup>®</sup> - haavakalvo

REF: 4755, 4760

Steriili, läpinäkyvä, imukykyisellä haavatyynyllä varustettu evercare<sup>®</sup> -haavakalvo kirurgiseen haavanhoitoon ja eritteen imeyttämiseen. Imukykyinen haavatyyny on päällystetty puoliläpäisevällä verkolla, joka imee haavasta merkittävästi eritettä tarttumatta haavaan. Hyvän pidätyskyvyn ansiosta erite pysyy haavatyynyn sisällä myös ulkoisessa paineessa. Taitos läpäisee ilmaa ja höyryä. Sopii potilaan kehon kartiomaisiin ja pyöreisiin osiin. Läpinäkyvä ja puoliläpäisevä PU-kalvo suojaa kosteudelta ja kontaminaatiolta. Sidoksen läpinäkyvyyden ansiosta haava-alue voidaan tarkastaa sidosta irrottamatta.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Pehmeä ja joustava
- ▶ Hengittävä materiaali
- ▶ Vähän ja kohtalaisesti erittäville haavoille
- ▶ Akryylipohjainen liima
- ▶ Helppokäyttöinen yksittäispussi
- ▶ Elastinen läpikuultava puoliläpäisevä PU-kalvo
- ▶ Suihkun kestävä




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
4755	Läpinäkyvä imukykyisellä haavatyynyllä varustettu haavakalvo, steriili	6 x 7 cm; tyyny 3 x 4,1 cm	50 / 200
4760	Läpinäkyvä imukykyisellä haavatyynyllä varustettu haavakalvo, steriili	10 x 12 cm; tyyny 4,5 x 6 cm	25 / 100

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



**REACH-asetus:** Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

**Biologinen arviointi:** EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10  
EN ISO 10993-11

**Lakisäätöiset vaatimukset:** Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

**Tuotestandardien vaatimukset:** EN ISO 11135, EN ISO 11737-1, EN 13726-2

**Laatustandardit:** EN ISO 13485

**Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:** EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Selkäaine	Läpinäkyvä PU-kalvo, hengittävä
Pinnoite	Polyakryyliiliima, lateksiton
Imukykyinen haavatyyny	Kuitukangas 70 % viskoosia, 30 % polyesteriä ja tarttumaton huokoinen PE-kalvo
Irrokepaperi	Pinnoitettu paperi, valkoinen

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	3 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	4755: 91 x 154 4760: 127 x 214
<b>Rasia</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	4755: 65 x 95 x 160 4760: 35 x 130 x 220
<b>Kuljetuspakkaus</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	4755: 145 x 205 x 180 4760: 235 x 160 x 150
<b>Pakkausteippi</b>	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>4755</b>	06438129114201	06438129314205	06438129514209
<b>4760</b>	06438129114218	06438129314212	06438129514216

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.