

Läpinäkyvä imukykyisellä haavatyynyllä varustettu evercare[®] -haavakalvo

REF: 4761, 4762, 4765, 4769

Steriili, läpinäkyvä, imukykyisellä haavatyynyllä varustettu evercare[®] -haavakalvo kirurgiseen haavanhoitoon ja eritteen imeyttämiseen. Imukykyinen haavatyyny on päällystetty puoliläpäisevällä verkolla, joka imee haavasta merkittävästi eritettä tarttumatta haavaan. Hyvän pidätyskyvyn ansiosta erite pysyy haavatyynyn sisällä myös ulkoisessa paineessa. Taitos läpäisee ilmaa ja höyryä. Sopii potilaan kehon kartiomaisiin ja pyöreisiin osiin. Läpinäkyvä ja puoliläpäisevä PU-kalvo suojaa kosteudelta ja kontaminaatiolta. Sidoksen läpinäkyvyyden ansiosta haava-alue voidaan tarkastaa sidosta irrottamatta.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Pehmeä ja joustava
- ▶ Hengittävä materiaali
- ▶ Vähän ja kohtalaisesti erittäville haavoille
- ▶ Akryylipohjainen liima
- ▶ Helppokäyttöinen yksittäispussi
- ▶ Elastinen läpikuultava puoliläpäisevä PU-kalvo
- ▶ Suihkun kestävä




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
4761	Läpinäkyvä imukykyisellä haavatyynyllä varustettu haavakalvo, steriili	8,5 x 15,5 cm; tyyny 3,8 x 11 cm	50 / 600
4762	Läpinäkyvä imukykyisellä haavatyynyllä varustettu haavakalvo, steriili	10 x 20 cm; tyyny 5,3 x 15 cm	25 / 100
4765	Läpinäkyvä imukykyisellä haavatyynyllä varustettu haavakalvo, steriili	10 x 25 cm; tyyny 5,5 x 20 cm	25 / 100
4769	Läpinäkyvä imukykyisellä haavatyynyllä varustettu haavakalvo, steriili	10 x 35 cm; tyyny 5,5 x 30 cm	25 / 100

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus: Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi: EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

Lakisäätöiset vaatimukset: Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset: EN ISO 11135, EN ISO 11737-1, EN 13726-2

Laatustandardit: EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Selkäaine	Läpinäkyvä PU-kalvo, hengittävä
Pinnoite	Polyakryyliiliima, lateksiton
Imukykyinen haavatyyny	Neulattu kuitu (irtonainen) 70 % viskoosi, 30 % polyesteri ja PE-kalvo
Irrokepaperi	Pinnoitettu paperi, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	3 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PE/PET kalvo	4761: 110 x 220 4762: 135 x 262 4765: 135 x 313 4769: 135 x 413
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	4761: 115 x 95 x 225 4762: 60 x 140 x 265 4765: 60 x 140 x 315 4769: 60 x 140 x 415
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	4761: 310 x 475 x 260 4762: 260 x 280 x 160 4765: 260 x 330 x 160 4769: 260 x 430 x 160
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
4761	06438129115451	06438129315455	06438129515459
4762	06438129114225	06438129314229	06438129514223
4765	06438129114232	06438129314236	06438129514230
4769	06438129114256	06438129314250	06438129514254

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.