

## Tutkimuskäsine, Nitrile FROST

REF: 6425, 6426, 6427, 6428, 6429

Nitriilitutkimus- ja -suojakäsine, kertakäyttöinen, valkoinen.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Puuteriton, molempikääinen, rullareuna.
- ▶ Käsineen mikrokarhennetut sormenpäät takaavat erin- omaisen pidon ja tuntuman sekä kuivana että märkinä.
- ▶ Erinomainen istuvuus ja käyttömukavuus.
- ▶ Mikroreikien AQL 1.0 -luokituksella korkeampaa laatua ja lisää suojaa.
- ▶ Erinomaiset ominaisuudet suojaamaan mikrobeilta.
- ▶ Suojaa useilta tavanomaisilta kemikaaleilta.
- ▶ Lateksiton, puuteriton, erinomainen vaihtoehto tyypin I allergiaa sairastaville.



### Käyttösuositukset



Tehohoito



Pintojen desinfiointi



Hammashoito








Sairaalalaboratoriot



Lääkkeiden annostelu, apteekit



Hyvä suoja tartunnoilta

Tuotenumero	Kuvaus	Kokokoodi	Kokonaispituus	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
6425	Tutkimuskäsine, Nitrile FROST, valkoinen, XS, Valkoinen		240 mm	150 / 1500
6426	Tutkimuskäsine, Nitrile FROST, valkoinen, S, Valkoinen		240 mm	150 / 1500
6427	Tutkimuskäsine, Nitrile FROST, valkoinen, M, Valkoinen		240 mm	150 / 1500
6428	Tutkimuskäsine, Nitrile FROST, valkoinen, L, Valkoinen		240 mm	150 / 1500
6429	Tutkimuskäsine, Nitrile FROST, valkoinen, XL, Valkoinen		240 mm	150 / 1500

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle ja henkilökohtaisille suojaimeille annetut lainsäädännön vaatimukset.



<b>REACH-asetus:</b>	Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.
<b>Läpäisemättömyys:</b>	AQL 1.0
<b>Mekaaninen lujuus (N):</b>	≥ 6.0 N (ennen ja jälkeen nopeutetun ikääntymistestin)
<b>Biologinen arviointi:</b>	Sytotoksisuus testattu EN ISO 10993-5 mukaisesti Ihon herkistyminen ja ihoärsytys testattu EN ISO 10993-10 mukaisesti
<b>Lakisäätteiset vaatimukset:</b>	Lääkinällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745 Henkilösuojainasetus (EU) 2016/425, PPE R category III. EU vaatimustenmukaisuusvakuutus henkilökohtaisille suojaimeille: <a href="https://www.evercare-medical.com/about-us">https://www.evercare-medical.com/about-us</a>
<b>Tuotestandardien vaatimukset:</b>	EN 455: 1 – 4
<b>Kemiallinen resistanssi:</b>	Testattu EN 16523-1 mukaisesti
<b>Elintarviketurvallisuus:</b>	EU asetuksen 1935/2004 mukaisesti käsine sopii kaikkien elintarvikkeiden käsittelyyn
<b>Muut käytetyt testit:</b>	Ilma- ja vesivuoto standardin EN 374-2 (taso 2) mukainen Kemikaalijäämät Sorminäppäryys, pituus ja pH standardin EN 420 mukaisia Mekaaninen suorituskky standardin EN 388 mukainen Mikrobiologinen laatu RoHS-vaatimustenmukaisuus Kemikaalinkestävyys standardin EN 374-4 mukainen Virusläpäisevyys EN 374-5- ja ASTM F1671 -standardien mukainen
<b>Laatustandardit:</b>	EN ISO 13485
<b>Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:</b>	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 420

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
<b>Kämmen</b>	Acrylonitrile-butadiene (Nitriili), yksinkertainen paksuus min. 0,07 mm
<b>Sormi</b>	Acrylonitrile-butadiene (Nitriili), yksinkertainen paksuus min. 0,10 mm

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan. Tuote sisältää dithiokarbamaattia, älä käytä jos olet allerginen tai herkistynyt kyseiselle aineelle.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	N/A	N/A
<b>Rasia</b>	Selluloosa, TCF laatu	240 x 120 x 75
<b>Kuljetuspakkaus</b>	Selluloosa, TCF laatu	385 x 250 x 250
<b>Pakkausteippi</b>	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>6425</b>	N/A	06438129313208	06438129513202
<b>6426</b>	N/A	06438129313215	06438129513219
<b>6427</b>	N/A	06438129313222	06438129513226
<b>6428</b>	N/A	06438129313239	06438129513233
<b>6429</b>	N/A	06438129313246	06438129513240

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.