

Our world is what we make of it™

Innovation - Inspiration - Samarbete

ConvaTec har sedan starten för mer än 30 år sedan med sin forskning och utveckling strävat efter att förbättra patienters livskvalitet genom att erbjuda effektiva och innovativa produkter till sjukvården.


1978 lanserade vi det första tvådelade stomibandaget med en ny, banbrytande hudskyddsplatta - Stomahesive®-plattan.

Det hudvänliga hydrokolloida materialet har resulterat i en rad nya banbrytande produkter. ConvaTec erbjuder produkter för sår- och stomi-behandling, intensivvård, operation, urologi samt olika tillbehörprodukter för fixering. Våra produkter kännetecknas av hög kvalitet och unika teknologier. Vi fortsätter att lyssna till våra kunders behov och utvecklar löpande våra produkter så att de tillgodoser våra kunders och patienters önskemål.

ConvaTec Sweden AB
Box 15138
167 15 Bromma
Sverige

ConvaTec kundservice
Tlf.: 020-21 22 22
Fax: 08-704 89 98
E-mail: convatec.kundservice@convatec.com
www.convatec.com


®/™ är varumärken tillhörande Unomedical a/s
© 2011 ConvaTec Inc.



Urologiska påsar

Våra urologiska påsar erbjuder många möjligheter!

Benpåsar



Careline - ett komplett, komfortabelt och användarvänligt benpåssystem

- Sterila och osterila påsar
- Med kran- och kryssventil
- Slanglängder mellan 10-90 cm
- Med textil på baksidan som säkerställer att huden kan andas
- Hög patientkomfort
- Med anti-knickslang

A4 slutet steril systempåse 2000 ml

- 100% slutet system
- Anti-knickslang
- Finns med nålfri provtagningsport
- Upphängningsanordning för bottenventil
- Free Flow och kryssventil
- Hörn och rakt inlopp
- Slanglängd 10 - 117 cm



KombiKon™




Nålfri provtagningsport. Därmed minimeras risken för stickskador



UnoMeter™ Safeti™ Plus

Steril påse 2000 ml

- Med Kryssventil
- Tömbar
- Upphängningsanordning för bottenventil
- Nålfri provtagningsport
- Slanglängd 110-150 cm



UnoMeter™ 500

Steril påse 500 ml

- Med Kryssventil
- Tömbar
- Upphängningsanordning för bottenventil
- Nålfri provtagningsport
- Slanglängd 110-150 cm




Osterila benpåsar 600-1000 ml

- Med Kranventil, PushPull och Kryssventil
- Tömbara och icke tömbara påsar
- Slanglängd 10-45 cm

Urinpåsar för sängliggande patienter

Osterila påsar 1500-2000 ml

- PushPull och Kryssventil
- Tömbara och icke tömbara påsar
- Slanglängd 10-110 cm



Blåsskölningspåse



Påsarna finns i två olika varianter, med och utan pumpballong av silikon. Integrerad upphängningsanordning och nålfri provtagningsport

Urinuppsamlingspåsar



Unometer™ 500

Produkt	Artikel-nummer	Kapacitet i ml	Slanglängd i cm	Back-ventil	Botten-avtappning	Upphångningsanordning	Steril
UnoMeter™ 500	25008181	2000	150		Kryssventil	upphångningsband	X
UnoMeter™ 500	25032181	2000	110	X	Kryssventil	upphångningsband u/ krok	X
UnoMeter™ 500	25033181	2000	110	X	Kryssventil	upphångningsband m/ krok	X
UnoMeter™ 500	25044181	2000	150	X	Kryssventil	upphångningsband m/ krok	X
UnoMeter™ 500	25045051	2000	150	X	Kryssventil	upphångningsband m/ krok	X Hygienpackad
UnoMeter™ Safeti™	25126181	2000	200	X	Kryssventil	upphångningsband m/ krok	X

UnoMeter™ Safeti™ Plus

Produkt	Artikel-nummer	Kapacitet i ml	Slanglängd i cm	Back-ventil	Botten-avtappning	Upphångningsanordning	Steril
UnoMeter™ Safeti™ Plus	15810051019	2000	110	X	Kryssventil	upphångningsband med rund krok	X
UnoMeter™ Safeti™ Plus	15810131019	2000	150	X	Kryssventil	upphångningsband med rund krok	X
UnoMeter™ Safeti™ pose	84077181	2000	110	X			X
UnoMeter™ Safeti™ Plus utbytespåse	15810071019	1500		X	Kryssventil	upphångningsband med rund krok	X

Sängpåsar med eller utan bottenavtappning och med eller utan backventil - osterila

Produkt	Artikel-nummer	Kapacitet i ml	Slanglängd i cm	Back-ventil	Botten-avtappning	Upphångningsanordning	Steril
A1	33 005 0-10	1500	90				
A2	31 502 5-10	1500	10	X			
A2	31 504 5-10	1500	35	X			
A2	31 507 4-10	1500	110	X			
A2	34 005 0-10	1500	90	X			
A3	37 206 0-10	2000	110	X	Push Pull ventil		
A3	37 452 0-10	2000	110	X	Kryssventil		

Sterila slutna systempåsar

Produkt	Artikel-nummer	Kapacitet i ml	Slanglängd i cm	Back-ventil	Botten-avtappning	Med provtagningsport	Steril
A5	38 103 1S	2000	10	X	Kryssventil		X
A4	38 117 1S	2000	107	X	Kryssventil	X	X Dubbelt inpackad
SE-4	38 129 1S	2000	100	X	Kryssventil, ingen upphångningsanordning för bottenventil	X	X
A4	38 151 1S	2000	117	X	Kryssventil	X	X
A4	38 155 1S	2000	117	X	Kryssventil	X Nålfri	X

Careline benpåsar - sterila

Produkt	Artikel-nummer	Kapacitet i ml	Slanglängd i cm	Back-ventil	Botten-avtappning	Med provtagningsport	Steril
Careline med 4 silikon slang med 2 velkroband/förpackning	12 612 1S	500	10 Rakt inlopp	X	Kranventil m/4 cm silikon slang	X	X
Careline med 4 silikon slang med 2 velkroband/förpackning	12 621 1S	500	35 Rakt inlopp	X	Kranventil m/4 cm silikon slang	X	X
Careline med mjuk non woven baksida med 2 velkroband/förpackning	24 612 1S	750	10 Rakt inlopp	X	Kranventil m/4 cm silikon slang	X	X
Careline med mjuk baksida med 2 velkroband/förpackning	24 621 1S	750	35 Rakt inlopp	X	Kranventil m/4 cm silikon slang	X	X
Careline med mjuk baksida med 2 velkroband/förpackning	24 151 1S-10	750	50 Justerbar slang Rakt inlopp	X	Kranventil m/4 cm silikon slang	X	X

Careline benpåsar - osterila

Produkt	Artikel-nummer	Kapacitet i ml	Slanglängd i cm	Back-ventil	Botten-avtappning	Med provtagningsport	Steril
Careline m/2 velkroband/förpackning	12 511 8	500	10 Rakt inlopp	X	Kranventil		
Careline	24 111 8	750	10 Rakt inlopp	X	Kryssventil		
Careline	24 151 8	750	50 Rakt inlopp	X	Kryssventil		
Careline m/2 velkroband/förpackning	12 551 8	500	50 Justerbar slang Rakt inlopp	X	Kranventil		
Careline Kombi m/2 velkroband/förpackning m/mjuk non woven baksida	32 450 0-10	1500	90 Justerbar slang	X	Kryssventil		
Pediatrisk urinuppsamlingspåse	82 010 5	100					

Benpåsar med eller utan bottenavtappning - osterila

Produkt	Artikel-nummer	Kapacitet i ml	Slanglängd i cm	Back-ventil	Botten-avtappning	Med provtagningsport	Steril
Benpåse	17 005 0-10	600	35 Rakt inlopp	X	Push Pull		
Benpåse	17 051 0	600	10 Hörninlopp	X	Push Pull		
Benpåse	17 347 0-10	600	10 Hörninlopp	X	Kranventil		
Benpåse	17 349 0-10	600	35 Rakt inlopp	X	Kranventil		
Benpåse	17 353 0	600	10 Hörninlopp	X	Kryssventil		
Benpåse	29 312 0	750	45 Rakt inlopp	X	Kryssventil		
Benpåse	27 301 4-10	1000	13 Hörninlopp	X	Kryssventil		
Benpåse	28 005 0	750	35 Rakt inlopp	X	Icke tömbar		

Specialpåsar

Produkt	Artikel-nummer	Kapacitet i ml	Slanglängd i cm	Back-ventil	Botten-avtappning	Upphållningsanordning	Steril
Blåssköljningspåse med: - droppkammare - filter - KombiKon - slangklämma	48 013 15	4000	127	X	Kryssventil	Integrerad	X
Blåssköljningspåse med: - pumpballong - droppkammare - filter - KombiKon - slangklämma	48 111 15	4000	127	X	Kryssventil	Integrerad	X

ConvaTec Sweden AB
Box 15138
167 15 Bromma
Sverige

ConvaTec kundservice
Tlf.: 020-21 22 22
Fax: 08-704 89 98
E-mail: convatec.kundservice@convatec.com
www.convatec.com