

# GYNSTOL 480

Artikelnummer: 5-480

Våra gynstolar designas och utvecklas i nära samarbete med gynekologer och barnmorskor, för att hitta de absolut bästa lösningarna. Det handlar om trygga patientupplevelser och rätt ergonomi för personalen, såväl vid den lilla mottagningen som den stora specialistmottagningen. Höjning och sänkning av stolshöjden sker alltid rakt upp och rakt ner, vilket underlättar arbetsmomenten eftersom avståndet till patienten inte påverkas. Anpassade tillbehör och ett stort urval av klädsel färger ger stor valfrihet.

## STILREN DESIGN MED FULL FLEXIBILITET

Stilren och stabil konstruktion med mjuk design och många möjligheter, som gör undersökningen extra smidig. Både höjden och sätesplattan regleras elektriskt vilket gör att du lätt kan justera läget, men ändå ha två händer fria. Gynstolen kan fällas till chockläge.

Att höjning och sänkning sker rakt upp och rakt ner gör att arbetsavståndet inte påverkas när gynstolen nivåjusteras. I grundutförandet är ryggen gasfjäderreglerad, men gynstolen beställs ofta med tillvalet elektrisk rygg. Fyra hjul, benstöd, pappershållare och nedfällbara patienthandtag är standard. Benstöden går att justera både på höjden och djupet och vinklar sig automatiskt efter patientens vader, både vertikalt och horisontellt. Den utdragbara och rostfria sköljskålen tål diskdesinfektion.

Utöver elektrisk rygg kan du utveckla gynstolen ytterligare genom fler tillval i form av sidostöd, överdrag till benstöd, benstöd special, fotpall, vadplatta, kolposkophållare och en smidig undersökningslampa som monteras direkt på gynstolen.

Stolen på bilderna är extrautrustad.



# GYNSTOL 480

## EGENSKAPER

Elektrisk höj-/sänkbar

Elektrisk justerbar sätesplatta

Justerbar rygg, elektrisk eller gasfjäderreglerad

Chockläge

Går rakt upp och rakt ner

Stabilt och smidigt underrede

Fyra hjul, varav två låsbara

Justerbara benstöd

Avtagbart säte

Utdragbar sköljskål

Nedfällbara patienthandtag

Stort urval av tillbehör

Brett urval av färger på klädslar

## SPECIFIKATION

Patientvikt 200 kg

Totalbredd, inkl sidostöd 730 mm

Längd, fälld med vadplatta 1520 mm

Längd, fälld utan vadplatta 1280 mm

Sitsbredd 580 mm

Sitthöjd 615 - 1015 mm

Vikt 83 kg

## KLÄDSLAR



Äggskal



Sand



Melange



Pärlgrå



Antracit



Svart



Körsbär



Himmelsblå



Ljusblå



Baltic



Blå



Grå-grön



Orkidé



Vinröd

Beställ gärna kostnadsfria färgprover

## TILLVAL

Ryggmotor till modell 480 5-838

Fotpall till modell 480 5-576

Sidostöd till modell 480 5-578

Vadplatta till modell 480 5-579

Kolposkophållare 5-490

Benhållare Oscar Special 5-575