

evercare SUPRA Standard operasjonsfrakker, sterile

REF: 259011, 259021, 259031, 259041, 259051, 259061, 259071, 259081, 259091, 259101, 259111, 259121, 259131, 259141

evercare® SUPRA operasjonsfrakk er en myk SMS-frakk designet for å gi ultimat beskyttelse og super komfort. Frakken er egnet for bruk under inngrep med små til middels store væskemengder og høye krav til komfort. Materialet i SUPRA operasjonsfrakk har gjennomgått antistatisk og alkoholavvisende behandling for økt brukerbeskyttelse, og er utviklet utifra et bærekraftsperspektiv. Derfor er emballasjen laget av FSC-sertifisert materiale og fornybare kilder. Operasjonsfrakken leveres med optimalisert emballasje for å sikre at du får et flott produkt i en smart dispenser som bruker mindre materialer for å støtte dine ambisjoner om å redusere avfall. evercare® SUPRA High Performance er forsterket med et pustende materiale i den kritiske sonen, foran og i ermene, for å maksimere beskyttelsen mot kontaminering av operasjonssåret og for å beskytte brukeren ved våte inngrep. Alle evercare® operasjonsfrakker danner en effektiv barriere mot kroppsvæsker, hudpartikler og mikrober og er utviklet for optimal komfort og bevegelsesfrihet. Den regulerbare borrelåsen i nakken gir optimal passform. Høye kvalitetsmansjetter for økt komfort og tettsittende passform rundt håndleddene. Frakken er sterilisert med EO-gass og pakket i poser som er enkle å åpne. Topp moderne emballasjesystem med praktisk og funksjonell dispenser og merking. Enkeltpakninger leveres med avtakbare etiketter med strekkode for bedre sporbarhet.

Nøkkelegenskaper

- ▶ God beskyttelse med høy pusteevne
- ▶ Super komfort med myk SMS
- ▶ Gjennomgått antistatisk og alkoholavvisende behandling
- ▶ Meget høy slitestyrke
- ▶ Ekstra mykt og elastisk halsmateriale for høyere komfort
- ▶ Ultralydforseglede ermer for å øke komforten ved å redusere overflødige materialer som forårsaker ubehag
- ▶ Frakk med overlappende rygg og justerbar borrelås i nakken gir optimal passform og mulighet for individuell tilpasning.
- ▶ Tydelig merket med størrelse og type.
- ▶ Belteholder med tydelige indikasjoner på steril/usteril for sikker påkledning.
- ▶ Bokbretting gjør det mulig å pakke ut og ta på uten risiko for kontaminering.
- ▶ SMS-materiale med lite loing
- ▶ Komfortabel design som gir god bevegelse




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
259011	evercare® Supra operasjonsfrakk Standard Performance, steril, Blå	størrelse M-kort, steril	21 / 42
259021	evercare® Supra operasjonsfrakk Standard Performance, steril, Blå	størrelse M, steril	20 / 40
259031	evercare® Supra operasjonsfrakk Standard Performance, steril, Blå	størrelse L, steril	20 / 40
259041	evercare® Supra operasjonsfrakk Standard Performance, steril, Blå	størrelse XL-kort, steril	20 / 40
259051	evercare® Supra operasjonsfrakk Standard Performance, steril, Blå	størrelse XL, steril	18 / 36
259061	evercare® Supra operasjonsfrakk Standard Performance, steril, Blå	størrelse XXL, steril	18 / 36
259071	evercare® Supra operasjonsfrakk Standard Performance, steril, Blå	Størrelse XXL-lang, steril	14 / 28
259081	evercare® Supra operasjonsfrakk Standard Performance, steril, Blå	størrelse M-kort, 2 håndklær, sterile	21 / 42
259091	evercare® Supra operasjonsfrakk Standard Performance, steril, Blå	størrelse M, 2 håndklær, sterile	20 / 40
259101	evercare® Supra operasjonsfrakk Standard Performance, steril, Blå	størrelse L, 2 håndklær, sterile	20 / 40
259111	evercare® Supra operasjonsfrakk Standard Performance, steril, Blå	størrelse XL-kort, 2 håndklær, sterile	20 / 40
259121	evercare® Supra operasjonsfrakk Standard Performance, steril, Blå	størrelse XL, 2 håndklær, sterile	18 / 36
259131	evercare® Supra operasjonsfrakk Standard Performance, steril, Blå	str. XXL, 2 håndklær, sterile	18 / 36
259141	evercare® Supra operasjonsfrakk Standard Performance, steril, Blå	størrelse XXL-lang, 2 håndklær, sterile	14 / 28

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen: Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering: EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Etterlevelse av regelverk: Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745, MDR Class Is

Samsvar med produktstandarder: EN ISO 11135, EN 13795-1 Standard performance

Kvalitetsstandarder: EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje: EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiale

Produkt del	Råmateriale og egenskaper
Hoveddel, ermer, belte	PP SMS non-woven, blå
Mansjett	PES, ribbestrikket stoff
Halslinning	PP spinnbundet non-woven, hvit
Borrelåsbånd	PA, vevd bånd med borrelås
Belteholder	Cellulosepulp (ECF), hvit
Benkepapir	Pulp (ECF), hvit
Sytråd	PES, hvit
Håndkle	2pcs, Kraftpapir, hvitt

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom under 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PA film	360 x 245 x 30
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	381 x 279 x 320
Transportkartong	TCF eller ECF kvalitet, Kartong	574 x 391 x 330
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
259011	06438129125344	06438129325348	06438129525342
259021	06438129125351	06438129325355	06438129525359
259031	06438129125368	06438129325362	06438129525366
259041	06438129125375	06438129325379	06438129525373
259051	06438129125382	06438129325386	06438129525380
259061	06438129125399	06438129325393	06438129525397
259071	06438129125405	06438129325409	06438129525403
259081	06438129125412	06438129325416	06438129525410
259091	06438129125429	06438129325423	06438129525427
259101	06438129125436	06438129325430	06438129525434
259111	06438129125443	06438129325447	06438129525441
259121	06438129125450	06438129325454	06438129525458
259131	06438129125467	06438129325461	06438129525465
259141	06438129125474	06438129325478	06438129525472

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.