

evercare SUPRA Special operasjonsfrakker, sterile

REF: 259151, 259161, 259171, 259181, 259191, 259201, 259211, 259221, 259231, 259241, 259251, 259261, 259271, 259281

evercare® SUPRA operasjonsfrakk er en myk SMS-frakk designet for å gi ultimat beskyttelse og super komfort. Frakken er egnet for bruk under inngrep med middels store til store væskemengder og høye krav til komfort. Materialet i SUPRA operasjonsfrakk har gjennomgått antistatisk og alkoholavvisende behandling for økt brukerbeskyttelse, og er utviklet utifra et bærekraftsperspektiv. Derfor er emballasjen laget av FSC-sertifisert materiale og fornybare kilder. Operasjonsfrakken leveres med optimalisert emballasje for å sikre at du får et flott produkt i en smart dispenser som bruker mindre materialer for å støtte dine ambisjoner om å redusere avfall. evercare® SUPRA High Performance er forsterket med et pustende materiale i den kritiske sonen, foran og i ermene, for å maksimere beskyttelsen mot kontaminering av operasjonssåret og for å beskytte brukeren ved våte inngrep. Alle evercare® operasjonsfrakker danner en effektiv barriere mot kroppsvæsker, hudpartikler og mikrober og er utviklet for optimal komfort og bevegelsesfrihet. Den regulerbare borrelåsen i nakken gir optimal passform. Høye kvalitetsmansjetter for økt komfort og tettsittende passform rundt håndleddene. Frakken er sterilisert med EO-gass og pakket i poser som er enkle å åpne. Toppmoderne emballasjesystem med praktisk funksjonell dispenser og merking. Enkelpakninger leveres med avtakbare etiketter med strekkode for bedre sporbarhet.

Nøkkelegenskaper

- ▶ God beskyttelse med høy pusteevne
- ▶ Super komfort med myk SMS
- ▶ Gjennomgått antistatisk og alkoholavvisende behandling
- ▶ Meget høy slitestyrke
- ▶ Ekstra mykt og elastisk halsmateriale for høyere komfort
- ▶ Forsterkning med pustende komfortlag på både armer og bryst
- ▶ Ultralydforseglede ermer for å øke komforten ved å redusere overfløydige materialer som forårsaker ubehag
- ▶ Frakk med overlappende rygg og justerbar borrelås i nakken gir optimal passform og mulighet for individuell tilpasning.
- ▶ Tydelig merket med størrelse og type.
- ▶ Belteholder med tydelige indikasjoner på steril/usteril for sikker påkledning.
- ▶ Bokbretting gjør det mulig å pakke ut og ta på uten risiko for kontaminering.
- ▶ SMS-materiale med lite loing
- ▶ Komfortabel design som gir god bevegelighet
- ▶ HP-produktvariant er egnet for prosedyrer med middels til store væskemengder.




REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
259151	evercare® Supra operasjonsfrakk High Performance, steril, Blå	størrelse M-kort, steril	18 / 36
259161	evercare® Supra operasjonsfrakk High Performance, steril, Blå	størrelse M, steril	16 / 32
259171	evercare® Supra operasjonsfrakk High Performance, steril, Blå	størrelse L, steril	16 / 32
259181	evercare® Supra operasjonsfrakk High Performance, steril, Blå	størrelse XL-kort, steril	16 / 32
259191	evercare® Supra operasjonsfrakk High Performance, steril, Blå	størrelse XL, steril	14 / 28
259201	evercare® Supra operasjonsfrakk High Performance, steril, Blå	størrelse XXL, steril	14 / 28
259211	evercare® Supra operasjonsfrakk High Performance, steril, Blå	Størrelse XXL-lang, steril	10 / 20
259221	evercare® Supra operasjonsfrakk High Performance, steril, Blå	størrelse M-kort, 2 håndklær, sterile	18 / 36
259231	evercare® Supra operasjonsfrakk High Performance, steril, Blå	størrelse M, 2 håndklær, sterile	16 / 32
259241	evercare® Supra operasjonsfrakk High Performance, steril, Blå	størrelse L, 2 håndklær, sterile	16 / 32
259251	evercare® Supra operasjonsfrakk High Performance, steril, Blå	størrelse XL-kort, 2 håndklær, sterile	16 / 32
259261	evercare® Supra operasjonsfrakk High Performance, steril, Blå	størrelse XL, 2 håndklær, sterile	14 / 28
259271	evercare® Supra operasjonsfrakk High Performance, steril, Blå	str. XXL, 2 håndklær, sterile	14 / 28
259281	evercare® Supra operasjonsfrakk High Performance, steril, Blå	størrelse XXL-lang, 2 håndklær, sterile	10 / 20

Salgsenhet: Transportkartong

Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



REACH-forordningen: Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

Biologisk evaluering: EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Etterlevelse av regelverk: Forskrift om medisinsk utstyr (EU) 2017/745, MDR Class Is

Samsvar med produktstandarder: EN ISO 11135, EN 13795-1 High performance

Kvalitetsstandarder: EN ISO 13485

Etikettinformasjon og emballasje: EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiale

Produkt-del	Råmateriale og egenskaper
Hoveddel, ermer, belte	PP SMS non-woven, blå
Forsterket erme og front	PP non-woven/pustende PE-film, hvit
Mansjett	PES, ribbestrikket stoff
Halslinning	PP spinnbundet non-woven, hvit
Borrelåsbånd	PA, vevd bånd med borrelås
Belteholder	Cellulosepulp (ECF), hvit
Benkepapir	Pulp (ECF), hvit
Sytråd	PES, hvit
Håndkle	2pcs, Kraftpapir, hvitt

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme.
Anbefalt oppbevaring	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom under 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefalt kassering	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
Holdbarhet	5 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Medisinsk papir, PP/PA film	360 x 245 x 30
Dispenserpakning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	381 x 279 x 320
Transportkartong	TCF eller ECF kvalitet, Kartong	574 x 391 x 330
Emballasjetape	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
259151	06438129125207	06438129325201	06438129525205
259161	06438129125214	06438129325218	06438129525212
259171	06438129125221	06438129325225	06438129525229
259181	06438129125238	06438129325232	06438129525236
259191	06438129125245	06438129325249	06438129525243
259201	06438129125252	06438129325256	06438129525250
259211	06438129125269	06438129325263	06438129525267
259221	06438129125276	06438129325270	06438129525274
259231	06438129125283	06438129325287	06438129525281
259241	06438129125290	06438129325294	06438129525298
259251	06438129125306	06438129325300	06438129525304
259261	06438129125313	06438129325317	06438129525311
259271	06438129125320	06438129325324	06438129525328
259281	06438129125337	06438129325331	06438129525335

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.