

Blåtind Berøringsfri dispenser 1,2L FT156, FT157, FT158



Blåtind berøringsfri dispenser 1,2L

Produktbeskrivelse

Blåtind berøringsfri dispenser 1,2L er en kvalitetsdispenser beregnet for vegg eller stativ. Dispenseren er designet som en åpen løsning som gjør det enkelt å etterfylle. Dispenseren er drevet av to kammer med 2 x C batterier. Dispenseren har autoskifte mellom batteripakkene for lenger brukstid. Dispenseren har dvalemodus (sleep-mode) for å minimere batteribruk.

Dispenseren er kompatibel med til Blåtind Hånddesinfeksjon og Blåtind Håndsåpe.

Brukerveiledning og dosering

Festes enkelt på vegg med tilhørende skruer. Kan også monteres på tilhørende stativ (FT156 Stativ til berøringsfri dispenser) og dråpefanger (FT158 Dråpefanger til berøringsfri dispenser 1,2L) .

Dispenseren gir 1ml per dosering.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner








- Krever ingen strømtilkobling – benytter C batteri
- Berøringsfri
- Enkel å etterfylle
- Dvalemodus (Sleep-mode)
- Ekstra batterikammer for forlenget brukstid

Tekniske data

- Høyde: 265mm
- Bredde: 169mm
- Dybde: 102mm
- Vekt: 0,7kg
- Batterier 4xC

Blåtind berøringsfri dispenser 1,2L

Varenummer	Varenavn
FT157	Blåtind Berøringsfri dispenser 1,2L
FT158	Dråpefanger til berøringsfri dispenser
FT156	Stativ til berøringsfri dispenser

Varenr.	F-Pak	D-Pak	T-Pak	Antall
FT157	 7 021110 111809		 7 021110 113100	Antall per kartong: 1 Antall kartonger: 190
FT158	 7 021110 111793	 7 021110 112448	 7 021110 113094	Antall per kartong: 6 Antall kartonger: 60
FT156	 7 021110 111120		 7 021110 111786	Antall per kartong: 1 Antall kartonger: 60

Rev. 03
Dato: 29.04.2021
Rev av: CBS