



BEROMED

Injeksjon & infusjon **PRODUKTER**



2021

version 1

Beroject III


For presis klargjøring, injisering og bruk tilbyr Beromed et omfattende utvalg av engangssprøyter med og uten kanyler.

Utvalget av engangssprøyter består av 3-delte sprøyter med luer-, luerlock- eller kateterspisskobling.

Beromed er miljøvennlig, ettersom sprøyten inneholder 18–27 % mindre plast enn en KD-Ject-sprøyte.




Luerlock



Sentrisk spiss



Eksentrisk spiss



Kateterspiss



Beroject III


Beroject III sterile sprøyter med luer-spiss til engangsbruk består av tre deler – kammer, stempel og pakning (gummitetning).

De er beregnet for injisering av legemidler i kombinasjon med annet medisinsk utstyr som kanyler, eller for uttak av kroppsvæsker.

Beroject III er giftfrie, pyrogenfrie og sterilisert med etylenoksid.

Produktbeskrivelse

- Godt synlig skala
- Silikon for best mulige glideegenskaper
- Store vinger for enkelt og fast grep
- Stempelstopper som hindrer stempelet i å skyves ut
- Fargekodet dispenseremballasje
- Spiss gummitetning som gir mindre rester
- PVC- og DEHP-fri, lateksfri
- Holdbarhet 5 år



Sentrisk spiss



Eksentrisk spiss



LD = low dose

REF	Størrelse (ml)	Ext (ml)	Gradering	Åpning	Spiss	Antall per pakke
B943888E	1	1	0,01	sentrisk LD*	Luer	100
B943451	2	2,5	0,1	sentrisk	Luer	100
B948425	3	3	0,1	sentrisk	Luer	100
B943727C	5	6	0,2	sentrisk	Luer	100
B943741E	10	12	0,5	eksentrisk	Luer	100
B943482	20	22	1	eksentrisk	Luer	100
B943819E	50/60	60	1	eksentrisk	Luer	25

Komponent	Materiale	Emballasjemateriale:	Sterilisering:	Standarder:
Kammer:	Etylenpolypropylen kopolymer (PP)	Medisinsk papir	Etylenoksid (EO)	EN ISO 13485
Stempel:	Polyetylen (PE)	Gjennomsiktig blisterpakning PE/PA		ISO 7886-1
Gummitetning:	Syntetisk gummi (polyisopren)			CE 0123
Smøremiddel:	Silikonolje			klasse II a

Beroject III

Beroject III sterile sprøyter med luerlock-spiss til engangsbruk består av tre deler – kammer, stempel og pakning (gummitetning).

De er beregnet for injisering av legemidler i kombinasjon med annet medisinsk utstyr som kanyler, eller for uttak av kroppsvæsker.

Beroject III er giftfrie, pyrogenfrie og sterilisert med etylenoksid.

Produktbeskrivelse

- Godt synlig skala
- Silikon for best mulige glideegenskaper
- Store vinger for enkelt og fast grep
- Stempelstopper som hindrer stempelet i å skyves ut
- Fargekodet dispenseremballasje
- Spiss gummitetning som gir mindre rester
- PVC- og DEHP-fri, lateksfri
- Holdbarhet 5 år



Luerlock

REF	Størrelse (ml)	Ext (ml)	Gradering	Åpning	Spiss	Antall per pakke
B956017	1	1	0,01	sentrisk	Luer Lock	100
B947565	2	2,5	0,1	sentrisk	Luer Lock	100
B947572	3	3	0,1	sentrisk	Luer Lock	100
B947589	5	6	0,2	sentrisk	Luer Lock	100
B947596	10	12	0,5	sentrisk	Luer Lock	100
B947602	20	22	1	sentrisk	Luer Lock	50
B948364E	50/60	60	1	sentrisk	Luer Lock	25

Komponent	Materiale	Emballasjemateriale:	Sterilisering:	Standarder:
Kammer:	Etylenpolypropylen kopolymer (PP)	Medisinsk papir	Etylenoksid (EO)	EN ISO 13485
Stempel:	Polyetylen (PE)	Gjennomsiktig blisterpakning PE/PA		ISO 7886-1
Gummitetning:	Syntetisk gummi (polyisopren)			CE 0123
Smøremiddel:	Silikonolje			klasse II a

Beroject III

Beroject III sprøyter med kateterspiss består av følgende deler: kammer, stempel og gummitetning (pakning).

De er utstyrt med kateterspiss og er beregnet for skylling av sår, urinblæren og andre hule organer. Enkelte varianter er utstyrt med en separat Luer-adapter. Beroject-sprøyten har friksjonsfrie og jevne glideegenskaper.


Beroject III er giftfrie, pyrogenfrie og sterilisert med etylenoksid.

Produktbeskrivelse

- Godt synlig skala
- Silikon for best mulige glideegenskaper
- Store vinger for enkelt og fast grep
- Stempelstopper som hindrer stempelet i å skyves ut
- Fargekodet dispenseremballasje
- Spiss gummitetning som gir mindre rester
- PVC- og DEHP-fri, lateksfri
- Holdbarhet 5 år



Sentrisk spiss



Kateterspiss

REF	Størrelse (ml)	Ext (ml)	Gradering	Åpning	Spiss	Antall per pakke
B948371D	50/60	60	1	sentrisk	Kateter	50
B943840D	100	100	2	sentrisk	Kateter	25
B943840T	100	100	2	sentrisk	Kateter	25

Komponent	Materiale	Emballasjemateriale:	Sterilisering:	Standarder:
Kammer:	Etylenpolypropylen kopolymer (PP)	Medisinsk papir	Etylenoksid (EO)	EN ISO 13485
Stempel:	Polyetylen (PE)	Gjennomsiktig blisterpakning PE/PA		ISO 7886-1
Gummitetning:	Syntetisk gummi (polyisopren)			CE 0123
Smøremiddel:	Silikonolje			klasse II a



BEROMED

ved

ONEMED



© OneMed Group Beromed Injeksjon og infusjon Produktkatalog
Publisert 04/2021 versjon 1

OneMed Group Oy
P.O.Box 10 (Metsäläntie 20), FI-00321 Helsinki
Tlf. +358 20 786 6800
www.onemed.com