

**REF 08070**



Varenummer 1999902821



**Puskapsel, Curas, 26x14x5cm, 700 ml, beige, engangs**



## Produktbeskrivelse

Innovativ puskapsel, laves af 100% naturlige fibre (ris halm), som er vandtæt i op til 4 timer. Det kan anvendes til opbevaring eller transport af medicin, sprøjter og instrumenter i forbindelse med plejesituationer. Kan desuden anvendes til opkast eller mundpleje m.m. Leveres i forpakning med 600 stk i inderforpakninger med 100 stk., hvilket sikrer beskyttelse mod støv og fugt under opbevaring.



## Specifikationer

|                                  |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Puskapsel                                                                                                                                                  |
| Varemærke                        | Curas                                                                                                                                                      |
| Sekundær farve                   | Beige                                                                                                                                                      |
| Egenskaber                       | Bionedbrydelig                                                                                                                                             |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                                                                                                    |
| Materiale                        | Naturlige fiber                                                                                                                                            |
| Længde/dybde                     | 26 cm                                                                                                                                                      |
| Bredde                           | 14 cm                                                                                                                                                      |
| Højde                            | 5 cm                                                                                                                                                       |
| Vægt, brutto                     | 23 g                                                                                                                                                       |
| Rumindhold, brutto               | 700 ml                                                                                                                                                     |
| Steriliseringsmetode             | ETO                                                                                                                                                        |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                                                                                                    |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                                                                                                   |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                                                                                          |
| Holdbarhed                       | 8 år                                                                                                                                                       |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares rent og tørt.                                                                                                                                    |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                                                                                          |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN            |
|-------|------------|--------|--------|-------|----------------|
| kll   | 600 stk    | 67 cm  | 27 cm  | 40 cm | 45051400085701 |
| pk    | 100 stk    | 35 cm  | 26 cm  | 13 cm |                |
| stk   | 1 stk      |        |        |       |                |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.