



Varenummer 1000009593

Urinbæger, 60 ml, klar, med skruelåg og skrivefelt, engangs

✓ Til opsamling af urin, grønt låg

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinbæger
Farve	Klar
Features	Med skruelåg og skrivefelt
Engangs/flergangs	Engangs
Graduering	5 ml
Materiale	HDPE, PP
Højde	6.5 cm
Diameter	3.7 cm
Vægt, netto	4.9 kg
Vægt, brutto	4.9 kg
Rumindhold, brutto	60 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	250 stk	38 cm	28 cm	38 cm	3877000524464
stk	1 stk				

