


Varenummer 1999912447

Urinposestativ, Ugo, One size, 16,5x8cm, blå, standard



Produktbeskrivelse

Anvendes til at hænge urinposerne på sengekanten. Urinposerne fastgøres ved hjælp af tapperne midt på stativet. Max. 2000 ml. Dette urinposestativ er til rund sengekant

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinposestativ
Varemærke	Ugo
Størrelse	One size
Farve	Blå
Features	Standard
Materiale	PE
Længde/dybde	16.5 cm
Højde	8 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	31 cm	39.5 cm	24 cm	05060222474091
pk	20 stk	23 cm	28 cm	5 cm	5060222474084



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.