

WELCH ALLYN OTOSKOPHODE 20000 M/HALSLAMPE 3,5V

Art.nr: 20000



Større, bedre, skarpere og mer effektiv undersøkelse av øret! Gir 30% økt forstørrelse og dobbelt så stort synsfelt som et tradisjonelt otoskop. Nesten full visning av trommehinnen.

Med en øyemansjett som er enkelt å fokusere, gir MacroView forbedret visualisering, slik at du kan se forbi voks og lokalisere væske bak trommehinnen.

Man kan enkelt stille fokus, slik alle har mulighet til å se klart.

LED lys med SureColour teknologi for korrekt fargegjengivelse. Øretuben løsnes enkelt etter bruk, ved å vri på forstykket. Kan tilkobles Ziegles ballong.

Fiber optikk gir et kaldt lys utenrefleksjoner. LED lys gir følgende fordeler: 30 ganger lengre levetid på pærene!

3 ganger lengre "på tid" på håndtakene. Optimal farge-temperatur på 3750°K. Stabil fargetemperatur også ved dimming.

MacroView digital er enkel å bruke! Man kobler den enkelt opp til en PC (ikke inkludert) via den medfølgende USB kabel. Knappene på otoskopodet lar deg zoome inn, lagre bildet og snu på bildet.

- **USB kobling**
- **4 stk. flergangs øretuber medfølger**
- **Kan tilkobles alle Welch Allyn sine 3,5V håndtak (ikke inkludert)**
- **7 års garanti på pærene**

Modeller man kan velge

| ART NR. | NAVN |
|----------|--|
| 23810-L | MACROVIEW™ LED Otoskop 3,5V |
| 23820-L | MACROVIEW™ LED Otoskop med halslampe |
| 23920 | MACROVIEW™ Otoskop for PC |
| 20000 | WELCH ALLYN® Diagnostisk Otoskop m/LED |
| 25272MSL | MACROVIEW™ LED Otoskop m/ Håndtak |

Ladere og Håndtak

| ART NR. | NAVN |
|-----------|---|
| 71942 | WELCH ALLYN® Lader til 1 LI-ION Håndtak |
| 71910 | WELCH ALLYN® Håndtak ,LI-ION u/Lader |
| 71902 | WELCH ALLYN® Håndtak, LI-ION m/Lader |
| 71020-C | WELCH ALLYN® Oppladbart Håndtak 3,5V |
| 71142 | WELCH ALLYN® Bordlader Dobbelt, 3,5V |
| 71732 | WELCH ALLYN® Bordlader Dobbelt m/ Håndtak |
| 71062-C | WELCH ALLYN® Kombi Håndtak m/ Lader |
| 71670 | WELCH ALLYN® Håndtak Oppladbart 3,5V |
| 77712 | GREEN SERIES® Diagnostisk Veggsystem |
| 03100-LED | WELCH ALLYN® LED Lyspære for Otoskop |
| 24420 | WELCH ALLYN® Softspec Øretubesett |