

WELCH ALLYN®24T BT 7100 M/SOFTWARE

Varenummer: ABPM-7100S

WELCH ALLYN®24T BT 7100 U/SOFTWARE

Varenummer: ABPM-7100

Welch Allyn 7100 24-timers blodtrykksmåler med programvare, USB kabel, 4 batterier, 2 mansjetter (voksen og stor voksen) samt bæreeveske.



Welch Allyn ABPM 7100 er en 24-timers blodtrykksmåler som er enkel i bruk.

Systemet er designet for å unngå problemet med forhøyet blodtrykk, gi nøyaktige målinger under søvn, og for å monitorere medikamentell behandling.

Brukervennlig og intuitiv programvare med visning av målinger, profil, statistikk, kake- og søylediagram, sammenligning av 2 tester, m.m.

Tilfredsstillende de siste AAMI, EHS standarder og har BHS A/A sertifisering
Ubegrensede protokoller for programmering av måleperioder og pumpefrekvens
Liten, lett og kompakt. Stillestående for økt pasient komfort.

Bruker oscillometrisk teknologi som er en validert metode for blodtrykksmåling på overarm.
Mulig å oppgradere for også å kunne måle sentralt BT og pulsbølge analyse
Logisk feedback teknologi ved opp-pumping gir økt pasientkomfort.

Latex, DEHP og PVC frie mansjetter reduserer faren for allergiske reaksjoner.

Welch Allyn CardioPerfect® WorkStation programvare er inkludert på ABPM-7100S.

WELCH ALLYN®24T BT 7100 BÆREVESKE

VARENUMMER: 7100-21



WELCH ALLYN PC-KABEL 7100-ABPM USB

VARENUMMER: 7100-24

USB kabel til bruk ved 24-timers Blodtrykksmåling

