

Elektrokardiograf Welch Allyn CP 150

Elektrokardiograf Welch Allyn CP 150™ tilbyr forenklet og raskt tastatur med en fargeberøringsskjerm på 7".

EKG kan tas i 3,6 eller 12 kanaler, med og uten tolkning.

Spesifikasjoner:

L x H x B: 380,9 mm x 358,1 mm x 136,2 mm

Vekt, inklusive batteri: 5,2 kg. Skjerm: TFT, 18 cm (7") fargeberøringsskjerm; resolute

WVGA 800 x 480



Art.nr: CP150-2EN2

WELCH ALLYN EKG-APPARAT u/Tolkning

Art.nr: CP150A-2EN2

WELCH ALLYN EKG-APPARAT m/Tolkning

Art.nr: CP150A-2EN2

WELCH ALLYN EKG-APPARAT WIFI m/Tolkning