

Fiksering bandasje


Hodebandasje "HeadFix"

Elastisk hodebandasje til fiksering av alle typer bandasje og kompresser til bruk på hode.

Til bruk på hel hud.

Åpning for ansikt og enkel å påføre.

Markering for størrelse er angitt med fargede tråder. (nr.1)



Navn:	ProSense Hodebandasje	
Varemerke:	ProSense HeadFix	
Størrelse	S / Liten	Art nr: 50001
Størrelse	M / Medium	Art nr: 50002
Størrelse	L / Stor	Art nr: 50003
Størrelse	XL / X-Stor	Art nr: 50004
Farge størrelse	● Gul	
Farge størrelse	● Blå	
Farge størrelse	● Brun	
Farge størrelse	● Grønn	
Materiale:	60% Polyamid, 18% Elastan, 16% Bomull, 6% Polyester	
Mengde / frp:	10 st	
Mengde / Transporter frp:	100 st (10x10st)	
Produktinformasjon:	Brennbart avfall, sortert i hendhold til lokale retningslinjer. Lagres ved romtemperatur. Produktet inneholder ikke PVC eller Latex	
Vaskeanvisning:		
Ant all vask:	ca. 25 st	
Bruk og instruksjoner for bruk:	Elastisk hodebandasje til fiksering av alle typer bandasjer og kompresser. Høy elastisitet, behaglig for bruker av bandasjen. Tilgjengelig i fire forskjellige størrelse. Fargekodet for å enkelt finne riktig størrelse	



Sørg for at sømmer og materiale er hele og feilfrie. Ved tegn på slitasje og mangler, må produktene kastes. Må ikke plasseres i nærheten eller i direkte kontakt med gjenstander som avgir høy varme. I tilfelle alvorlige feil, kontakta produsenten.



Produkten oppfyller EU's grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetskrav.



Tillverkare:
Tjugohundra 18 AB
Torsjövägen 37
355 72 Ingelstad



OEKO-TEX® innebærer at produktene er miljøvennlige.



Tjugohundra 18 AB
Torsjövägen 37 | 355 72 Ingelstad
Support 0703-320 737 | info@prosense.se
www.ProSense.se