



Produktnavn: Magesonde, dobbeltlumen (PVC)

Art.nr	Fr	Antall sidehull	Lengde (cm)	Avd.fp (st)	Trp.fp (st)	Pris pr stk ekskl.mva
340.06	6	6	60	10	180	38
340.08	8	6	60	10	180	38
340.10	10	10	90	10	180	21,50
340.12	12	10	120	10	180	21,50
340.14	14	10	120	10	180	21,50
340.16	16	10	120	10	180	21
340.18	18	10	120	10	180	23
340.21	21	10	120	10	180	24
340.30	30	10	120	15	15	65
340.36	36	10	120	15	15	56

Materiale: PVC (DEHP-fri)

PA (polyamid) – konisk adapter for tilslutning til sug

Användningstid: 3-4 dager

Övrig information: Konisk adapter for kobling til sug medfølger. Sonden anvendes til å drenere mavesekken for sekret og luft gjennom mulighet til kontinuerlig aspirasjon da doble kanaler forhindrer at mavesekkens slimhinne skades. Centimetermarkeringer og röntgentråd

Produktet er CE-merket: Ja