

Produktinformasjon preformet trakealtube



pvc, oral

- Utstyrt med Blueline® røntgenlinje
- Termosensitiv PVC
- Tydlige markeringer
- Mansjett med lavtrykksprofil
- Pilotballongen er merket med informasjon om størrelse og hvilediameter på mansjetten
- 15mm ISO standard kobling
- Myke, fasede kanter ved slangespissen og Murphy-øyet
- Myk, forhåndsformet kurve med nordlig retning mot pasientens panne

*Pilotballongen skal plasseres og fikseres utenfor det område som skal scannes.

Beskrivelse	Til tannhjul	Størrelse (mm)	Art nr	Avdfp/st
Trakealtube preformet nord med mansjett	18 cm	6,0	N245100131060	10
Trakealtube preformet nord med mansjett	19 cm	6,5	N245100131065	10
Trakealtube preformet nord med mansjett	20 cm	7,0	N245100131070	10
Trakealtube preformet nord med mansjett	21 cm	7,5	N245100131075	10
Trakealtube preformet nord med mansjett	22 cm	8,0	N245100131080	10
Trakealtube preformet nord med mansjett	23 cm	8,5	N245100131085	10
Trakealtube preformet nord med mansjett	24 cm	9,0	N245100131090	10