

PRODUKTINFORMATION-FÖRFORMAD TRAKEALTUB



IVORY PVC, NASAL

- Knick-resistent
- Tydliga markeringar
- Stämbandsmarkering 3 cm ovanför kuff
- Soft Seal® kuff, högvolum lågtrycks kuff
- Pilotballongen är försedd med information om storlek och kuffens vilodiameter
- 15 mm ISO standard konnektor
- Mjuka avfasade kanter vid tubspets
- Mjuk förformad kurva i nordlig riktning mot patientens panna



*Pilotballongen ska placeras och fixeras utanför det område som ska scannas.

Benämning	Storlek (mm)	Art nr	Avdfp/st
Ivory nordlig trakealtub med kuff	6,0	100/133/060	10
Ivory nordlig trakealtub med kuff	6,5	100/133/065	10
Ivory nordlig trakealtub med kuff	7,0	100/133/070	10
Ivory nordlig trakealtub med kuff	7,5	100/133/075	10
Ivory nordlig trakealtub med kuff	8,0	100/133/080	10