


## evercare<sup>®</sup> Medikit sutursettet

REF: 400846


evercare<sup>®</sup> MediKit små engangs prosedyresett settes sammen for å gi helsepersonell nødvendig utstyr for spesifikke medisinske prosedyrer. Hovedformålet med sutursettet er å suturer ved mindre medisinske prosedyrer. Tilgjengelig i en enkel, steril pakke, som legger til rette for optimale hygieneforhold og god pasientsikkerhet.

### Nøkkelegenskaper

- ▶ 1 operasjonslaken 70x90cm
- ▶ 1 bolle 250ml gjennomsiktig med måleskala
- ▶ 5 non-woven-tupfer 5cm, 30g
- ▶ 1 blå nyreformet skål 700ml
- ▶ 1 Halstead mosquito pinsett 13cm uten tenner
- ▶ 1 rett Iris-saks 11,5cm
- ▶ 1 nåleholder 14cm
- ▶ 1 Adson pinsett 12 cm med tenner



1 Halstead mosquito forceps  
13 cm without teeth



1 Straight Iris scissors 11.5 cm



1 Adson forceps 12 cm with teeth



1 Needle holder 14 cm



1 Blue kidney-shaped basin 700 ml



5 Nonwoven sponges, 5 cm 30 g



1 Utility drape  
70 x 90 cm



1 Bowl 250 ml  
translucent graduated

REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
400846	Sotursett		14 / 28

Salgsenhet: Transportkartong

# Regelverk

Produktet oppfyller lovmessige krav for medisinsk utstyr. EO sterilisert i henhold til gyldig versjon av ISO 11135 standard.



**REACH-forordningen:** Produktene som dekkes av dette databladet inneholder ikke stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller giftige for reproduksjon (CMR), inkludert noen av de svært bekymringsfulle stoffene (SVHC) som er oppført i den siste tilgjengelige versjonen av kandidatlisten publisert av European Kjemikaliebyrå (ECHA).

**Biologisk evaluering:** EN ISO 10993-7

**Etterlevelse av regelverk:** Art.22/23 of Medical Device Regulation (EU) 2017/745, MDR Class IIa

**Samsvar med produktstandarder:** EN ISO 11135

**Etikettinformasjon og emballasje:** EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

## Materiale

Produktedel	Råmateriale og egenskaper
1 operasjonslaken 70x90cm	Cellulose/PE
1 bolle 250ml gjennomsiktig med måleskala	PE gjennomskinnelig
5 non-woven-tupfer 5cm, 30g	70%VIS / 30%PES, hvit
1 blå nyreformet skål 700ml	PE, blå
1 Halstead mosquito pinsett 13cm uten tenner	Rustfritt stål
1 rett Iris-saks 11,5cm	Rustfritt stål
1 nåleholder 14cm	Rustfritt stål
1 Adson pinsett 12 cm med tenner	Rustfritt stål

## Advarsler og anbefalinger

<b>Advarsler</b>	Produktet er til engangsbruk. Hvis det gjenbrukes, kan produktets yteevne forringes, og krysskontaminering kan forekomme. Må ikke brukes, hvis pakken er skadet.
<b>Anbefalt oppbevaring</b>	Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
<b>Anbefalt kassering</b>	Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter
<b>Holdbarhet</b>	5 år

## Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse ( L x B x H ) mm
<b>Enkeltpakning</b>	Medisinsk papir, PP/PE film	250 x 420 x 10
<b>Dispenserpakning</b>	Papp	385 x 286 x 335
<b>Transportkartong</b>	TCF eller ECF kvalitet	597 x 405 x 375
<b>Emballasjetape</b>	PVC-fri, Gjennomsiktig	N/A

## Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
<b>400846</b>	03666002021510	03666002021794	03666002021503

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.