




# Högkvalitativ tops för enkel och hygienisk kanylrengöring



Provox Swab är ett högkvalitativt rengöringsredskap för enkel och hygienisk kanylrengöring och förhindrar slem eller annan obstruktiv ansamling i kanylen. Finns tillgänglig i fyra storlekar för att passa både små och stora kanyler, se tabell nedan.



- Starkt, robust, slätt svabbhuvud, utformat för att rengöra ytan utan att repa
- Svabbhuvudet är tillverkat av skum för att undvika lösa fibrer
- På den vita Provox-svabben syns lätt blod eller färgat slem
- Robust och flexibelt handtag för enkel rörlighet inuti kanylen
- Engångspinne i 5-pack med vardera 10 för att minska risken för kontaminering, vilket är viktigt i sjukvårdsmiljö

Provox Swab	Antal	Rekommenderad kanylstorlek (I.D.)	Ref.nr.
Provox Swab Small, 5 mm	50	4-5	8250
Provox Swab Medium, 8 mm	50	5-7	8251
Provox Swab Large, 11 mm	50	8-10	8252
Provox Swab XtraLarge, 13 mm	50	11+, Provox LaryTubes, Provox LaryButtons	8258

I.D. = innerdiameter

Provox Swab har utformats för ex-situ rengöring av kanyler för trakeostomi och laryngektomi samt stoma buttons. Den består av ett huvud tillverkat av slätt polyuretanskum och ett handtag av plast (polypropylen).