

TePe Daily™ Toothpaste Resetub 15 ml



Egenskaper

- Lätt skummande och utan SLS
- Innehåller 1450 ppm fluorid (fluor) för att motverka karies
- Skonsam
- Utvecklad i samarbete med tandvården
- Mild pepparmintsmak

Material

Tub: Polyeten med hög densitet (HDPE) Lock: Polypropylen (PP) Tubtätning: Barriärlaminat av aluminium (ABL)

Förpackningsmaterial

Tub: Polyeten med hög densitet (HDPE) Lock: Polypropylen (PP) Tubtätning: Barriärlaminat av aluminium (ABL)

Källsortering

Package:
Product: Sortera som plastförpackning.

Förpackningsspråk

Danish, Finnish, Norwegian, Swedish



Artikelnummer 801210

EAN konsument 7350121253544

EAN återförsäljare 7350121253551

EAN transport

EAN pall 7350121253568

Enheter i förpackning 1 in consumer pack

Enheter i förpackning 100 in retail pack