

Accu-Chek Guide

TRÅDLØS TEKNOLOGI

Bluetooth®

SKJERM

Bakgrunnslyst LCD

MÅLETID

Under 4 sekunder

STØRRELSE

80 x 47 x 20 mm

BATTERI TYPE

2 stykk CR2032

TESTSTRIMMEL

Accu-Chek Guide

BLODPRØVETAKER

Accu-Chek FastClix

Egenskaper

- Ingen flere ødelagte strimler - Smartboks holder strimlene på plass og det er enkelt å få ut en strimmel av gangen
- Stort og bredt påføringsfelt på strimmelen gjør det enkelt å påføre blodråpen hvor som helst på det gule feltet
- Få resultatet på under 4 sekunder
- Test i all slags lys, takket være bakgrunnslys og lys i strimmelporten
- Skyt ut den brukte strimmelen hygienisk ved å trykke på strimmelutskyterknappen
- Overfører dine resultater automatisk til din mySugr app
- mySugr kompatibel
- Praktisk talt smertefri testing med den medfølgende blodprøvetakeren Accu-Chek FastClix

Spesifikasjoner



Skjerm:	LCD med bakgrunnslys
Prøvevolum:	0.6 µL
Strømforsyning:	2 stykk CR2032 batteri
Minne:	720 resultater pluss 32 kontrolltester
Dimensjoner:	80 x 47 x 20 mm
Vekt:	Rundt 40g med batteri
Dataoverførsel:	Micro USB og Bluetooth® til app.
Testprinsipp:	Elektrokjemisk
Testgjennomsnitt:	7, 14, 30 og 90 dager
Databehandling:	App-klar. App som kan kobles automatisk opp til apparatet kommer
Automatisk strømbryter:	Apparatet slås av automatisk ved 90 sekunder inaktivitet