

**Provrörsställ för 6 rör, art nr 1113060**

Provrörsställ för 6 provrör, speciellt anpassat för de förfyllda rör som ingår i NycoCard® CRP Single Test, NycoCard® CRP Visual, NycoCard® U-Albumin och NycoCard® HbA1c.

**Pipettställ för Mini-Pet, art nr 1113059**

Pipettställ särskilt anpassat för Mini-Pet. Stället har plats för två pipetter och pipettspetsar.

Pipettspetsar 2-200 µL, art nr 1040711

Pipettspetsar av hög kvalitet från Eppendorf GmbH. Helt anpassade till Mini-Pet. Förpackningen innehåller 500 st.

**Kapillärhållare, art nr 1003668**

Underlättar blodprovstagning med provtagningskapillären som finns i NycoCard® CRP- och NycoCard® HbA1c kitet.

Provtagningskapillärer 5 µL, art nr 1054331

5 µL provtagningskapillärer i glas med hög precision. Speciellt anpassade för NycoCard® HbA1c och NycoCard® CRP Single Test. OBS! Provtagningskapillärerna är inkluderade i NycoCard® CRP Single Test-kitet.

Provtagningskapillärer 25 µL, art nr 1052951

25 µL provtagningskapillärer i glas med hög precision. Speciellt anpassade för NycoCard® CRP Visual.

OBS! Provtagningskapillärerna är inkluderade i NycoCard® CRP Visual-kitet.

**Mini-Pet 50 µL, art nr 1036889**

Precision ± 2 %, riktighet ± 4 %, vit plast. Till NycoCard® CRP Single Test, NycoCard® HbA1c och NycoCard® D-Dimer.

Mini-Pet 25 µL, art nr 1017483

Precision ± 3 %, riktighet ± 5 %, grå plast. Till NycoCard® CRP Visual.

Små och billiga pipetter med fast volym. Används med pipettspetsar från Eppendorf GmbH. Längd 8 cm, vikt 6.25 gram

MEDINOR AB

Box 1215
SE-181 24 LIDINGÖ
T +46 (0)8-544 812 00
F +46 (0)8-544 812 30
www.kundservice@medinor.com