



CombiScreen 7 SYS PLUS urinstrimler: Høykvalitetsstrimler til avlesning av følgende komponenter i urin: Blod, glukose, protein, leucocyter, nitritt, ketoner og pH. Strimlene har utmerket askorbinsyrebeskyttelse (C- vitamin) på blod og glukosefeltet.

Falsk negative resultat på disse komponentene på grunn av påvirkning av askorbinsyre i prøven, er signifikant redusert. Strimlene leses instrumentelt med CombiScan-100 urinstrimmelavleser, eller visuelt mot sammenligning av en utmerket fargeskala på boksen. Se pakningsvedlegg for strimlene og brukerveiledning for instrumentet for utfyllende informasjon.

Til dette systemet hører også CombiScreen kontroll som anbefales for å sikre kvalitet på prosedyre, strimler og instrument.

Pakningsstørrelse: Boks á 100 strimler.

Oppbevaring: På et tørt sted (2-30°C), Kjøleskap anbefales ikke. Unngå direkte sollys og fuktig miljø.

Lokket på boksen skal alltid være på under oppbevaring. Holdbarhet: Forutsatt riktig oppbevaring er strimlene holdbare til merket dato.