

U-bag

Urinuppsamlingspose
for prøvetakning på
barn

Avtagbar hefting

- Lett å sette fast.
- Hindrer unødig belastning på pasientens hud.
- Transparent hefteområde gjør det enklere å plassere urinposen.
- Formen passer både gutter og jenter.
- hindrer at urinen forurenses med avføring.
- Når urinposen er tatt av kan hefteområdet vris på midten og forseiles slik at urinprøven uten lakkasje kan sendes til laboratorium i urinposen.

Bakventil og to beholdere

- Urinen stopper i den nedre kammeret hvilket gjør at urinprøven ikke kan renne ut
- Holder urinen fra huden og hindrer hudirritasjoner.
- Hindrer kontaminasjon.



	Kapasitet ml	Lev. art.nr
<u>Usterile poser</u>		
Nyfødte	100	7505
Barn	200	7501
<u>Sterile poser</u>		
Nyfødte	100	7515
Barn	200	7511

Pakningsenhet 100 st.

Holdbarhet Opp til 5 år fra produksjonsdato ved oppbevaring i originalemballasje i romtemperatur og beskyttet for sollys.