

**Leukofix®**



**Den transparenta  
häftan för snabb  
fixering.**

## Den transparenta häftan för snabb fixering

Välj Leukofix® kirurgtejp vid behov av transparens och snabb åtgärd. Särskilt användbar på akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar. Leukofix® är lämplig vid en rad olika fixeringsbehov.

### Produktegenskaper

#### Transparent

- Luft- och fuktgenomsläpplig polyetylenfilm
- Möjliggör observation och kontroll av punktionsstället utan att behöva avlägsna förbandet
- Behöver inte avlägsnas vid röntgen

#### Snabb

- Film med mikroperforeringar
- Lätt att riva av tvärs över, längs med eller i mitten



#### Säker

- God initial och långtidsvidhäftning möjliggör säker fixering
- Hudvänligt självhäftande material av polyakrylat
- Andningsbart material som minskar risken för hudmaceration

#### Allsidig

- Passar kroppens alla konturer
- Lämplig vid fixering av:
  - Alla typer och storlekar av förband
  - Kanyler
  - Sonder
  - Katetrar



| Art.nr. | Längd | Bredd | Rullar per inner-/ytterförpackning |
|---------|-------|-------|------------------------------------|
|---------|-------|-------|------------------------------------|

#### Leukofix® med knäppring

|          |       |         |        |
|----------|-------|---------|--------|
| 02121-00 | 5,0 m | 1,25 cm | 24/240 |
| 02122-00 | 5,0 m | 2,50 cm | 12/120 |
| 02124-00 | 5,0 m | 5,00 cm | 6/60   |

#### Leukofix® sjukhusförpackningar, utan knäppring

|          |       |         |        |
|----------|-------|---------|--------|
| 02131-00 | 5,0 m | 1,25 cm | 24/240 |
| 02132-00 | 5,0 m | 2,50 cm | 12/120 |
| 02134-00 | 5,0 m | 5,00 cm | 6/60   |

#### Leukofix® sjukhusförpackningar, på innerdel av plast

|          |       |         |        |
|----------|-------|---------|--------|
| 02136-00 | 9,2 m | 1,25 cm | 24/240 |
| 02137-00 | 9,2 m | 2,50 cm | 12/120 |
| 02138-00 | 9,2 m | 5,00 cm | 6/60   |

