

Strappal®

Stel sporttejp



- Avrivningsbar
- Lågallergen zinkhäfta
- Latexfri

Strappal®

Stel sporttejp

Strappal® är tillverkat av viskostyg med en häfta av zinkoxid, vilket ger ett extra starkt stöd och effektiv stabilisering av leder. Den lågallergeniska häftan minimerar risken för allergiska reaktioner.

Avrivningsbar

Avrivningsbar för snabb applicering

Lågallergen zinkhäfta

Den lågallergeniska häftan minimerar risken för allergiska reaktioner

Otöjbar

Tillverkat av ett otöjbart viskostyg som ger extra starkt stöd vid idrottsskador (stukningar och vrickningar).

Latexfri

Indikationer

Stel ledmobilisering

Ger extra starkt stöd vid idrottsskador (stukningar och vrickningar)

Förebyggande av idrottsskador

Begränsning av rörlighet



Beställningsinformation

Art.nr	Färg	Storlek	Antal/fp	Antal/trp
71496-15	vit	1,5 cm x 10 m	36	36
71489-00	vit	2,5 cm x 10 m	5	30
71488-00	vit	2,5 cm x 10 m	8	160
71487-00	vit	2,5 cm x 10 m	36	36
71492-00	vit	4 cm x 10 m	5	90
71490-00	vit	4 cm x 10 m	24	24
71493-00	vit	5 cm x 10 m	18	18
71494-01	vit	7,5 cm x 10 m	6	6

