

Tensoplast[®] Sport

Elastiskt Häftande Bandage



**LATEX
FREE**
FORMULA

- Kraftig vidhäftningsförmåga
- Hög elasticitet
- Överlägsen styrka och spänst
- Luftgenomsläpplig
- Latexfri

Tensoplast® Sport

Elastiskt Häftande Bandage

Detta bandage är gjort av bomullsfibrer och har en hög elasticitet vilket ger förbandet stor möjlighet att följa kroppens konturer. Häftan är applicerad i längdsgående strängar, vilket ger huden möjlighet att andas.

Produkt fördelar

- Stark vidhäftningsförmåga gör att förbandet kan utsättas för hög belastning och att det stannar på plats vid lång applicering
- Hög elasticitet gör bandaget bekvämt vid användande i t.ex. svåra kroppskonturer och rörliga leder
- Överlägsen styrka, hög elasticitet och spänst tillåter kontrollerat stöd
- Luftgenomsläpplig - hjälper att undvika hudskador
- Latexfri - minimerar risken för allergiska reaktioner

Indikationer

- Bandagering vid sportskadeterapi (förebygga och förhindra skador)
- Starkt stöd för leder, ligament och muskler
- Kompressionsbandage för venös behandling
- Fixering av skenor

Beställnings information

Artikel nr.	Storlek (utsträckt)	Längd (osträckt)	Best.enh.	Färg
71548-00	3cm x 3.75m	2.5m	1 st	Vit
71549-00	6cm x 3.75m	2.5m	1 st	Vit
71550-00	8cm x 3.75m	2.5m	1 st	Vit
71551-00	10cm x 3.75m	2.5m	1 st	Vit
4005565	15cm x 3.75m	2.5m	1 st	Vit
4005570	20cm x 3.75m	2.5m	1 st	Vit

