

Co-Plus[®]

Flexibelt Självhäftande
Medelelastisk Binda



- Fäster bara mot sig själv
- Lätt, starkt och tåligt
- Luftgenomsläppligt

Co-Plus®

Flexibelt Självhäftande Medelelastisk Binda

Denna produkt är tillverkat i kombinerat material av nylon fibrer och elastiskt garn belagt med en latex komponent för att ge den dess självhäftande egenskaper. Co-Plus® är mångsidigt och användbart när lätt stöd eller kompression är önskad.

Produkt fördelar

- Vidhäftande enbart i sig själv, ej mot hud eller kläder. Inga hakar eller clips behövs för att hålla bandaget på plats
- Unik design - bibehåller stöd och kompression utan att glida
- Flexibelt material - tillåter bandaget att följa kroppsformerna
- Lätt, starkt och tåligt
- Luftgenomsläppligt - låter huden andas under behandlingen

Indikationer

- Stöd och kompression av mjukdelsskador
- Profylax vid idrottsskador
- Kvarhållande av kompresser, splints och värme/kyl pack, etc.
- Idealisk att använda på ömtålig hud hos både äldre och yngre

Presentation

Artikel	Bred	Längd (Osträckt/sträckt)	Antal
72100-06	2.5cm	3m / 6,3m	60
72100-08	5cm	3m / 6,3m	36
72100-09	7.5cm	3m / 6,3m	24
72100-04	10cm	3m / 6,3m	18
72100-05	15cm	3m / 6,3m	12

Mixlådor Färger

			Antal av varje färg	
72102-04	5cm	3m / 6,3m	36	6
72102-03	7.5cm	3m / 6,3m	24	4
72102-02	10cm	3m / 6,3m	18	3

Innehåller färgerna : Röd/Mörkblå/Ljusblå/Lila/neonrosa/neongrön

