

Co-Plus® LF

Latexfri självhäftande binda

**LATEX
FREE**
FORMULA

- Latexfri
- Fäster bara i sig själv
- Stöd som inte glider
- Går att riva isär



Co-Plus® LF

Latexfri Självhäftande binda

Co-Plus® LF är ett elastiskt kohesivt bandage som är mycket bra att använda då personal eller patienter är känsliga mot naturgummilatem

**LATEX
FREE
FORMULA**

Latexfri

- En unik syntetisk konstruktion, en kombination av nylon- och viskoscarn täckta men en latexfri komponent som ger de kohesiva egenskaperna.

Bekväm att använda

- Mångsidig och enkel att använda - Co-Plus LF kan rivas för hand på längden och tvären.
- Co-Plus LF fäster enbart i sig själv, inte i skinnet. Det här gör bandaget lätt att applicera och smärtfritt att ta bort.

Effektiv

- Den unika konstruktionen erbjuder ett stöd som inte glider.
- Co-Plus LF formar sig efter de mest svårhanterliga konturerna på kroppen.
- Porös struktur som tillåter huden att andas.

Flera färger


- Tillgänglig i flera olika färger, vilket inte bara gör Co-Plus LF funktionell utan också snygg att bära.

Indikationer

- För stöd och kompressionsbehandling.
- Profylax mot sportskador.
- För att fästa förband, skenor samt värme- eller kylpack.



Rivar på längden och tvären



Struktur som andas

Artikelnr

Artnr	Storlek	Antal/förpackning	Färg
72100-14	2.5cm x 2m	60	Hudfärgad
72100-16	5cm x 2m	36	Hudfärgad
72100-17	7.5cm x 2m	24	Hudfärgad
72100-18	10cm x 2m	18	Hudfärgad
72100-19	15cm x 2m	12	Hudfärgad
72100-20	7.5cm x 2m	24	Blandade färger*
72100-21	10cm x 2m	18	Blandade färger*

*Blandade färger: neonrosa, blå, ljusblå, lila, neongrön och röd.

Sträckt längd: 4.5m

Varje Co-plus LF är individuellt förpackade och lagda i en dispenserkartong.

