

Co-Plus[®]

Flexibelt Självhäftande
Medelelastisk Binda



- Fäster bara mot sig själv
- Lätt, starkt och tåligt
- Luftgenomsläppligt

Co-Plus®

Flexibelt Självhäftande Medelelastisk Binda

Denna produkt är tillverkat i kombinerat material av nylon fibrer och elastiskt garn belagt med en latex komponent för att ge den dess självhäftande egenskaper. Co-Plus® är mångsidigt och användbart när lätt stöd eller kompression är önskad.

Produkt fördelar

- Vidhäftande enbart i sig själv, ej mot hud eller kläder. Inga hakar eller clips behövs för att hålla bandaget på plats
- Unik design - bibehåller stöd och kompression utan att glida
- Flexibelt material - tillåter bandaget att följa kroppsformerna
- Lätt, starkt och tåligt
- Luftgenomsläppligt - låter huden andas under behandlingen

Indikationer

- Stöd och kompression av mjukdelsskador
- Profylax vid idrottsskador
- Kvarhållande av kompresser, splints och värme/kyl pack, etc.
- Idealisk att använda på ömtålig hud hos både äldre och yngre

Presentation

| Artikel | Bred | Längd (Osträckt/sträckt) | Antal |
|----------|-------|--------------------------|-------|
| 72100-06 | 2.5cm | 3m / 6,3m | 60 |
| 72100-08 | 5cm | 3m / 6,3m | 36 |
| 72100-09 | 7.5cm | 3m / 6,3m | 24 |
| 72100-04 | 10cm | 3m / 6,3m | 18 |
| 72100-05 | 15cm | 3m / 6,3m | 12 |

Mixlådor Färger

| Mixlåda | Färg | Antal av varje färg |
|----------|-------|---------------------|
| 72102-04 | 5cm | 3m / 6,3m 36 6 |
| 72102-03 | 7.5cm | 3m / 6,3m 24 4 |
| 72102-02 | 10cm | 3m / 6,3m 18 3 |

Innehåller färgerna : Röd/Mörkblå/Ljusblå/Lila/neonrosa/neongrön

