

Exsudathantering
kräver stark
support


Perfekt balans
för olika nivåer

Med nya
Cutimed Siltec



CUTIMED SILTEC

PERFEKT SAMARBETE MELLAN OLIKA KOMPONENTER



Sårfaser

- Fibrinbelagt (smetigt)
- Granulation
- Epitalisering

Sårvätska

- Liten till måttlig mängd
- Måttlig till riklig mängd

Sår djup

- Ytligt

CUTIMED® SILTEC®

PRODUKTÖVERSIKT

Cutimed®	Storlek	Art nr.	Antal/fp	Antal/trp
Cutimed® Siltec® Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon och mycket skonsam FeatherTack.  	5 x 6 cm	73285-00	10	100
	10 x 10 cm	73285-01	10	100
	10 x 20 cm	73285-02	10	100
	15 x 15 cm	73285-03	10	100
	20 x 20 cm	73285-04	5	50
Cutimed® Siltec® Plus Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon och SoftTack.  	5 x 6 cm	73288-00	10	100
	10 x 10 cm	73288-01	10	100
	10 x 20 cm	73288-02	10	100
	15 x 15 cm	73288-03	10	100
	20 x 20 cm	73288-04	5	50
Cutimed® Siltec® L (Light) Superabsorberande skumförband i polyuretan med låg profil och sårkontaktlager i silikon.  	5 x 6 cm	73283-00	10	100
	10 x 10 cm	73283-01	10	100
	15 x 15 cm	73283-02	10	100
Cutimed® Siltec® B (Border) Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon och häftkant av silikon.  	7,5 x 7,5 cm	73284-00	10	100
	10 x 10 cm	73284-05	10	100
	10 x 22,5 cm	73284-06	10	100
	12,5 x 12,5 cm	73284-01	10	100
	15 x 15 cm	73284-02	10	100
	17,5 x 17,5 cm	73284-03	5	50
22,5 x 22,5 cm	73284-04	5	50	
Cutimed® Siltec® B Oval Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon och häftkant av silikon, oval.  	7 x 10 cm	73284-14	12	12
Cutimed® Siltec® Plus Heel 2D Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon, SoftTack, för hälsår.  	16 x 24 cm	73286-00	5	50
Cutimed® Siltec® Heel 3D Anatomiskt utformat, superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon för hälsår. Två extra fästremor medföljer.  	16 x 24 cm	73286-01	5	50
Cutimed® Siltec® Sacrum Superabsorberande skumförband i polyuretan med sårkontaktlager i silikon och häftkant av silikon, för sår i sacrumområdet.  	17,5 x 17,5 cm	73287-00	5	50
	23 x 23 cm	73287-01	5	50

BSN medical AB

Ugglebäddsvägen 15 · 427 40 Billdal
 Tel: 031-727 98 00 · Fax: 031-727 98 10

kundservice@bsnmedical.com
 www.bsnmedical.se

BSNmedical