

DEN MODERNE OG STILFULLE KOMPRESJONSSTRØMPEN TIL MENN

- Diskret mønster
- Slitesterk- forsterket hel og tå
- Myk og behagelig
- Dry Release-garn holder føttene tørre
- Forebygger åreknuter
- Hjelper mot trette, tunge, hovne og urolige ben (kramper i bena på natten)

INNHold


46 % nylon, 14 % spandex, 35 % polyester, 5 % wool



KOMPRESJONSKLASSE

Klasse 1: CEAP C0-C1	Klasse 2: CEAP C1-C3	Klasse 3: CEAP C3-C6
Trøtte, tunge, verkende, kriblete og urolige ben, lette hevelser i ankler, legg og føtter, kramper i bena på natten, lette/begynnende åreknuter, lette åreknuter og hevelser i forbindelse med graviditet, etter enkelte kirurgiske inngrep. 15-20 mmHg 	Moderate til kraftige åreknuter, etter åreknuteoperasjoner, årebetennelse, behandling og forebygging av venøse leggsår, etter blodpropp, ved moderate til store ødem, etter enkelte kirurgiske inngrep. 20-30 mmHg 	Ved vanskelig ødem, kraftige åreknuter og lymfødem. Behandling og forebygging av tilbakevendende venøse leggsår. 30-40 mmHg

FARGER



STØRRELSER

JOBST® forMen Casual finnes i Ready-to-wear-størrelser



MODELLER



Knestømpe

MÅLETABELL

størrelse		
	b Ankel (tynneste)	c Legg (tykkeste)
Small	18–21	28–38
Medium	21–25	30–42
Large	25–29	32–46
X-large	29–33	34–50



BSN medical AB

Uggledalsvägen 15 · SE-427 40 Billdal
Tlf: 22 98 04 00 · Faks: 22 98 04 01

kundeservice.norge@bsnmedical.com
www.bsnmedical.no
www.jobstbestilling.no