



EGENSKAPER

- Til utvortes bruk, sår-og instrumentpleie
- Latex- og PVC-fri, ingen DEHP i produktet
- 3 års holdbarhet fra produksjonsdato, oppbevares i romtemperatur
- Oppbevares max 6 måneder i max 40°C

Konverteringstabel

Artikel-nummer	Octavia, plastflaska med skruvkork (nuvarande)	Transport kartong	Förfarande	Artikel-nummer	Plastflaska med skruvkork (kommande)	Transport-kartong
259341	NaCl 0,9 %	20 x 250 ml	Ersätts med	824860	NaCl 0,9 %	12 x 250 ml
259358	NaCl 0,9 %	12 x 500 ml	Ersätts med	824861	NaCl 0,9 %	12 x 500 ml
259366	NaCl 0,9 %	9 x 1000 ml	Ersätts med	824862	NaCl 0,9 %	6 x 1000 ml
259739	Sterilt Vatten	12 x 500 ml	Ersätts med	824863	Sterilt Vatten	12 x 500ml
259796	Sterilt Vatten	9 x 1000 ml	Ersätts med	824864	Sterilt Vatten	6 x 1000ml

Sune Hietanen



Nordic Product Manager

018-644358/ 070-396 17 74

Fresenius Kabi AB Uppsala