

Irriflex[®] belgflaske



Pakning

Varenr.	Pakning	Innhold
82 69 68	10x120 ml	Natriumklorid 9 mg/ml

Innhold

- 120 ml belgflaske
- Klart, pyrogenfritt og ionebyttet vann
- Sterilisert ved 121°C

Miljøvennlig

- Tilvirket i miljøvennlig polypropylen plast som kan gjenvinnes eller forbrennes.

Brukervennlig

- Sårskylling og blæreskylning med et enkelt håndgrep.
- Instillering og aspirering gjennom et lukket system.
- Redusert kontaminasjonsrisiko pga. få til- og frakoblinger.

Bruksområder

- Urologisk skylling, instillering og aspirering
- Øreskylning
- Irriflex egner seg godt til *sårstell* og *fistel*skylling. Belgflaskens særegne utforming gjør det mulig og spyle et sår og deretter aspirere væsken tilbake i belgflasken.



Bør benyttes umiddelbart etter anbrudd.