



Freka® Tube Nutritionssond

En mjuk nasogastrisk sond med ENFitkoppling
för kortvarig till medellång enteral
nutritionsbehandling

Tillverkad i vävnadsvänlig polyuretan.

I vävnadsvänlig polyuretan


Röntgentät

Med lägesmarkeringar


Freka® Tube Nutritionssond

En mjuk nasogastrisk sond med ENFitkoppling


LEDARE MED RUNDAD DISTAL ÄNDE



(fig 1)



(fig 2)



(fig 3)

EGENSKAPER FREKA TUBE NUTRITIONSSOND

- Tillverkad i vävnadsvänlig polyuretan.
- Den medföljande ledaren gör sonden lätt att placera. Ledaren har en öppning för tillförsel av kontrast eller för lägeskontroll med ledaren kvar i sonden (fig 1).
- Röntgentät vilket möjliggör lägeskontroll av sond.
- Rundad distal ände på sonden med två öppningar för att garantera bra flödes hastighet och minimera risk för stopp i sonden (fig 2).
- Lägesmarkeringar var 5:e centimeter möjliggör kontroll av läge och underlättar vid sondsättning.
- Användningstid: upp till 6 veckor.
- Tejp för fixering (fig 3).

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Produkt	Inre diameter	Yttre diameter	Förpackning	Varunr. Tamro/Apoteck	Artikelnr. Leverantör
Freka Tube Nutritionssond CH 8/80 cm	1,9 mm	2,85 mm	1x10 st	826397	7981839
Freka Tube Nutritionssond CH 8/120 cm	1,9 mm	2,85 mm	1x10 st	826398	7981840
Freka Tube Nutritionssond CH 10/120 cm	2,4 mm	3,4 mm	1x10 st	826399	7981842
Freka Tube Nutritionssond CH 12/120 cm	2,9 mm	4,0 mm	1x10 st	826400	7981843

Beställs via Tamro, order@tamro.com, tel: 031-767 76 43.