



HydroBag® påse

För att underlätta en balanserad vätskefördelning vid sondmatning.

HydroBag-påsen har volymen 1500 ml och levereras tom.

Påsen används som ett tillbehör till aggregaten för sondmatning när vätska behöver ges.

Den kan kopplas till VarioLine-aggregatet eller till EasyBag-aggregatet.

Flexibel påse - ger mindre avfallsvolym

Följsamt material - enklare handhavande

Semitransparent - ger god synlighet av manuella markeringar

ENPlus-koppling - undvik felkopplingar med icke-enterala applikationer

HydroBag® - med optimerad design

1500 ml påse till aggregat

MED FÖRSLUTNINGSBAR PORT



EGENSKAPER HYDROBAG

- Volym 1500 ml
- Levereras tom
- Påsen har förslutningsbar port
- Kan kopplas till EasyBag-aggregat och till VarioLine-aggregat
- Med slangklämma
- DEHP-fri

MED SLANGKLÄMMA



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Produkt	Förpackning	Varunr. Tamro/Apotek	Artikelnr. Leverantör
HydroBag	1 x 8	825206	7751100

Beställs via Tamro, order@tamro.com, tel: 031-767 76 43.