

Elektronisk Blodtrycksmätare Boso Medicus Exclusive



Boso Medicus Exclusive är en elektronisk blodtrycksmätare för hälsokontroll och snabb blodtrycksmätning. Den är kliniskt validerad, CE-märkt och uppfyller kraven för den Europeiska standarden EN1060.

Automatisk uppumpning och avläsning av systoliskt- och diastoliskt- tryck samt puls.

Stor och tydlig LCD display med lättavlästa siffror och symboler.

Minne för 90 mätningar med datum och tid.

Indikerar oregelbunden hjärtrytm (arytmi).

Valbar talfunktion, en röst som meddelar de uppmätta värdena med justerbar volym.

Kan programmeras att ta 3 blodtrycksmätningar i följd för att få ett mer korrekt medelvärde.

Mätområde 40 till 280 mmHg och 30 till 190 pulsslag/minut.

Manschett för armomfång 22-42 cm ingår. Som tillbehör finns manschetter i andra storlekar.

Drivs med 4 st. 1,5 volts batterier LR6 (AA) eller med batterieliminators (se extra tillbehör).

Boso Medicus Exclusive blodtrycksmätare komplett
med batterier och grå dragmanschett CA04

Art.nr: 140-1260

Tillbehör:

Manschett, armomfång 17-22 cm, CA03

Art.nr: 140-0430

Manschett, armomfång 22-32 cm, CA01

Art.nr: 140-0440

Manschett, armomfång 32-42 cm, CA02

Art.nr: 140-0450

Manschett, armomfång 22-42 cm, CA04

Art.nr: 140-0490

Nätadapter/Batterieliminators

Art.nr: 170-1010

Anslutningsnippel

Art.nr: 272-1120