

Stetoskop Dual-Head Voksen



Stetoskop med vendbart bryststykke og med innebygd bølge.

Myke øre-propper som sitter behagelig i ørene.

Dette stetoskopet passer meget bra til blodtrykksmåling.

Membranring i plast, ikke-kjølende.

2 par ekstra propper, en ekstra membran samt navnbrikke medfølger.

Totallengde på stetoskopet er 75 cm.

Membran Ø 44 mm

Trakt Ø35 mm

Renjøring: Alkoholbasert overflate desinfeksjonsmiddel med tensider.

Stetoskop Dual-Head Voksen

artikelnnummer: 304-3060