

## Hadeco kärldoppler ES-100VX



### Mini Doppler ES-100VX

Lättskött doppler med högtalare, headset (öronbygel) finns som tillbehör.

Praktisk strömbrytare och volymkontroll på tonhuvud.

Automatisk avstängning (3 min utan signal).

Utgång för hörlurar (3,5 mm).

Mått: 101x141x27 mm.

Vikt: 240 gram

Levereras komplett med probe 2 MHz, 5 MHz, 8 MHz eller flat probe 8 MHz, kontaktgel och 9 volts batteri i väska med bärrem.

ES-100VX-2 Fosterljudsdetektor

ES-100VX-5 för djupt liggande blodkärl

ES-100VX-8 för ytligt liggande blodkärl (ankeltryck)

ES-100VX-8F för fixering över ytliga blodkärl (arbetsprov)

Art.nr:

310-2010

310-2020

310-2030

310-2040

### Tillbehör:

Probe 2 MHz fosterljud

Probe 5 MHz för djupt liggande blodkärl

Probe 8 MHz 8 för ytligt liggande blodkärl

Flat probe 8 MHz för fixering över ytliga blodkärl

Pencil probe 8 MHz (beställningsvara)

ES-100VX exkl. probe

Öronbygel (stänger av högtalaren)

310-2110

310-2120

310-2130

310-2140

310-2150

310-2000

310-1090