

Mini Doppler ES-100V3



Lättskött doppler med högtalare, headset (öronbygel) finns som tillbehör.

LCD display med bakgrundsbelysning som visar kurva i realtid, numerisk data och hjärtfrekvens.

Kan lagra 30 kurvor i minnet.

Har 3 tillgängliga lägen för automatisk avstängning.

Utgång för hörlurar (3,5 mm).

Mått: 101x141x27 mm.

Vikt: 280 gram

Levereras komplett med probe 2 MHz, 5 MHz eller 8 MHz, kontaktgel och 9 volts batteri i väska med bärrem.

ES-100V3-2 Fosterljudsdetektor

ES-100V3-5 för djupt liggande blodkärl

ES-100V3-8 för ytligt liggande blodkärl (ankeltryck)

Art.nr:

310-4010

310-4020

310-4030

Tillbehör:

Probe 2 MHz fosterljud

Probe 5 MHz för djupt liggande blodkärl

Probe 8 MHz för ytligt liggande blodkärl

Flat probe 8 MHz fixering över ytliga blodkärl (arbetsprov)

Pencil probe 8 MHz (beställningsvara)

ES-100V3 exkl. probe

Öronbygel (stänger av högtalaren)

310-2110

310-2120

310-2130

310-2140

310-2150

310-4000

310-1090