

Pulsoximeter ri-fox N



Liten mobil saturasjonsmåler med integrert sensor. Rask og nøyaktig måling av puls og oksygenering i blodet (%SpO₂). Verdiene er lettavleste i LED displayet.

SpO₂ måleområde 70%-99%

SpO₂ oppløsning 1%

SpO₂ nøyaktighet 70%-99%: +/- 3% <70% ingen definisjon

Måleområde puls slag: 30-235bpm

Oppløsning puls slag: 1bpm

Nøyaktighet puls slag: 30-100: +/-2bpm 101-235: +/-2%

LED display: SpO₂, puls slag, puls signal, indikerer lavt batteri nivå

Temperatur ved måling 5°C – 40°C

Temperatur ved oppbevaring -20°C - 55°C

Luftfuktighet ved måling <= 80%, uten kondens

Luftfuktighet ved oppbevaring <=93%, uten kondens

Drives med 2 AAA batterier, alkaliske type LR03

Automatisk avstenging etter 8 sekunder

Batteritid ca 30 timer

Mål: 66 x 39 x 32 mm

Vekt: 48 g med batterier

Rengjøring: alkoholbasert overflate desinfeksjonsmiddel med tensider

Garantitid: 30 måneder

Pulsoximeter ri-fox N
inkl. halssnor

Art.nr 311-1200