

Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson



Vid blodtrycksmätning med manschett krävs utrustning med hög tillförlitlighet, rätt val av manschettstorlek kalibrerad manometer och noggrant utförande av mätning för att mätresultatet skall bli rättvisande.

Storleksangivelsen anger innerblåsans mått. För rättvisande mätning krävs att innerblåsans bredd är inom 55 – 35 % av armomfånget. Enligt Svensk och Europeisk standard SS-EN 1060-1 bör blåsans bredd vara ca 40 % av armens omfång och blåsans längd 80 – 100 % av maximalt armomfång. Storleksindikering för rätt armomfång anges på manschettens insida. Manschetter finns i följande storlekar och rekommenderas för angivna armomfång.

Barn 0-1 år, för armomfång 4-10 cm, innerblåsans mått **3x10** cm, manschett utv. mått 5x21 cm

Barn 1-4 år, för armomfång 10-20 cm, innerblåsans mått **6x20** cm, manschett utv. mått 8x33 cm

Barn och ungdom, för armomfång 17-28 cm, innerblåsans mått **9x28** cm, manschett utv. mått 11x41 cm

Vuxen normal arm, för armomfång 25-35 cm, innerblåsans mått **12x35** cm, manschett utv. mått 14x52 cm

Vuxen kraftig arm, för armomfång 32-43 cm, innerblåsans mått **15x43** cm, manschett utv. mått 17x66 cm

Vuxen kraftig arm, för armomfång 30-40 cm, innerblåsans mått **14x40** cm, manschett **konisk** utv. mått 16x64 cm

Vuxen extra kraftig arm, för armomfång 35-50 cm, innerblåsans mått **16x50** cm, manschett **konisk** utv. mått 17x75 cm (denna modell finns endast med integrerad innerblåsa)

Vuxen lårben, för omfång 38-52 cm, innerblåsans mått **18x52** cm, manschett utv. mått 20x78 cm

Vuxen kraftig lår, för omfång 40-60 cm, innerblåsans mått **20x60** cm, manschett **konisk** utv. mått 22x90 cm

Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson Standard med innerblåsa vinyl

AB Henry Erikssons blodtrycksmätare består av övertrycksskyddad dosmanometer(101-2000) med mycket lättavläst skala, bollpump med utsläppsventil skruv, latexfri innerblåsa i vinyl (2 slangar) och yttermanschett i blått tyg (nylon). Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn	0 - 1 år	innerblåsa 3 x 10 cm	1200-21028
Barn	1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2200-21028
Barn och ungdom		innerblåsa 9 x 28 cm	3200-21028
Vuxen normal arm		innerblåsa 12 x 35 cm	4200-21028
Vuxen kraftig arm		innerblåsa 15 x 43 cm	5200-21028
Vuxen lårben		innerblåsa 18 x 52 cm	6200-21028
Vuxen kraftig kort arm		innerblåsa 14 x 40 cm konisk	7200-21028
Vuxen extra kraftig arm		innerblåsa 16x50 cm, konisk integrerad	0200-21005
Vuxen kraftig lårben		innerblåsa 20 x 60 cm konisk	8200-21228

Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson Ekonomi med innerblåsa vinyl

AB Henry Erikssons blodtrycksmätare består av dosmanometer(101-4000) med mycket lättavläst skala, bollpump med utsläppsventil skruv, latexfri innerblåsa i vinyl (2 slangar) och yttermanschett i blått tyg (nylon). Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn	0 - 1 år	innerblåsa 3 x 10 cm	1400-21028
Barn	1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2400-21028
Barn och ungdom		innerblåsa 9 x 28 cm	3400-21028
Vuxen normal arm		innerblåsa 12 x 35 cm	4400-21028
Vuxen kraftig arm		innerblåsa 15 x 43 cm	5400-21028
Vuxen lårben		innerblåsa 18 x 52 cm	6400-21028
Vuxen kraftig kort arm		innerblåsa 14 x 40 cm konisk	7400-21028
Vuxen extra kraftig arm		innerblåsa 16x50 cm, konisk integrerad	0400-21005
Vuxen kraftig lårben		innerblåsa 20 x 60 cm konisk	8400-21228

Blodtrycksmanschett AB Henry Eriksson med 2-slanganslutning exkl. manometer

AB Henry Erikssons blodtrycksmanschett består av bollpump med utsläppsventil skruv, latexfri innerblåsa i vinyl (2 slangar) och yttermanschett i blått tyg (nylon) samt anslutningsnippel (258-1010) hon-del för anslutning till vägg- eller bordsmanometer. Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn	0 - 1 år	innerblåsa 3 x 10 cm	1000-21028
Barn	1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2000-21028
Barn och ungdom		innerblåsa 9 x 28 cm	3000-21028
Vuxen normal arm		innerblåsa 12 x 35 cm	4000-21028
Vuxen kraftig arm		innerblåsa 15 x 43 cm	5000-21028
Vuxen lårben		innerblåsa 18 x 52 cm	6000-21028
Vuxen kraftig kort arm		innerblåsa 14 x 40 cm konisk	7000-21028
Vuxen extra kraftig arm		innerblåsa 16x50 cm, konisk integrerad	0000-22005
Vuxen kraftig lårben		innerblåsa 20 x 60 cm konisk	8000-21228

Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson Standard med innerblåsa kloropren

AB Henry Erikssons blodtrycksmätare består av övertrycksskyddad dosmanometer(101-2000) med mycket lättavläst skala, bollpump med utsläppsventil skruv, innerblåsa i latex- och PVC-fri kloropren (2 slangar) och yttermanschett i blått tyg (nylon). Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn	0 - 1 år	innerblåsa 3 x 20 cm	1200-21017
Barn	1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2200-21017
Barn och ungdom		innerblåsa 9 x 28 cm	3200-21017
Vuxen normal arm		innerblåsa 12 x 35 cm	4200-21017
Vuxen kraftig arm		innerblåsa 15 x 43 cm	5200-21017
Vuxen lårben		innerblåsa 18 x 60 cm	6200-21017
Vuxen kraftig kort arm		innerblåsa 14 x 40 cm konisk	7200-21017
Vuxen extra kraftig arm		innerblåsa 16x50 cm, konisk integrerad	0200-21005

Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson Ekonomi med innerblåsa kloropren

AB Henry Erikssons blodtrycksmätare består av dosmanometer(101-4000) med mycket lättavläst skala, bollpump med utsläppsventil skruv, innerblåsa i latex- och PVC-fri kloropren (2 slangar) och yttermanschett i blått tyg (nylon). Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn	0 - 1 år	innerblåsa 3 x 20 cm	1400-21017
Barn	1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2400-21017
Barn och ungdom		innerblåsa 9 x 28 cm	3400-21017
Vuxen normal arm		innerblåsa 12 x 35 cm	4400-21017
Vuxen kraftig arm		innerblåsa 15 x 43 cm	5400-21017
Vuxen lårben		innerblåsa 18 x 60 cm	6400-21017
Vuxen kraftig kort arm		innerblåsa 14 x 40 cm konisk	7400-21017
Vuxen extra kraftig arm		innerblåsa 16x50 cm, konisk integrerad	0400-21005

Blodtrycksmanschett AB Henry Eriksson med 2-slanganslutning exkl. manometer

AB Henry Erikssons blodtrycksmanschett består av bollpump med utsläppsventil skruv, innerblåsa i latex- och PVC-fri kloropren (2 slangar) och yttermanschett i blått tyg (nylon) samt anslutningsnippel (258-1010) hon-del för anslutning till vägg- eller bordsmanometer. Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn	0 - 1 år	innerblåsa 3 x 20 cm	1000-21017
Barn	1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2000-21017
Barn och ungdom		innerblåsa 9 x 28 cm	3000-21017
Vuxen normal arm		innerblåsa 12 x 35 cm	4000-21017
Vuxen kraftig arm		innerblåsa 15 x 43 cm	5000-21017
Vuxen lårben		innerblåsa 18 x 60 cm	6000-21017
Vuxen kraftig kort arm		innerblåsa 14 x 40 cm konisk	7000-21017
Vuxen extra kraftig arm		innerblåsa 16x50 cm, konisk integrerad	0000-21005

Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson med handmanometer Varius



AB Henry Erikssons blodtrycksmätare består av övertrycksskyddad handmanometer Boso Varius (102-2600) med mycket lättavläst skala, bollpump med utsläppsventil skruv, manschett i blått tyg (nylon) med integrerad innerblåsa. Manschetten är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Manschetterna är tvättbara i 60 grader (tvättplugg behövs). Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn	0 - 1 år	innerblåsa 3 x 10 cm	1260-00005
Barn	1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2260-00005
Barn och ungdom		innerblåsa 9 x 28 cm	3260-00005
Vuxen normal arm		innerblåsa 12 x 35 cm	4260-00005
Vuxen kraftig arm		innerblåsa 15 x 43 cm	5260-00005
Vuxen lårben		innerblåsa 18 x 52 cm	6260-00005
Vuxen kraftig kort arm		innerblåsa 14 x 40 cm, konisk	7260-00005
Vuxen extra kraftig arm		innerblåsa 16 x 50 cm, konisk	0260-00005
Vuxen kraftigt lårben		innerblåsa 20 x 60 cm, konisk, ej integrerad	8260-00228

Blodtrycksmanschett AB Henry Eriksson med 1-slanganslutning exkl. manometer

Blodtrycksmanschett av blå nylon med integrerad innerblåsa med en slang.

Manschetten är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Manschetterna är tvättbara i 60 grader (tvättplugg behövs). Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Barn	0 - 1 år	innerblåsa 3 x 10 cm	1001-00005
Barn	1 - 4 år	innerblåsa 6 x 20 cm	2001-00005
Barn och ungdom		innerblåsa 9 x 28 cm	3001-00005
Vuxen normal arm		innerblåsa 12 x 35 cm	4001-00005
Vuxen kraftig arm		innerblåsa 15 x 43 cm	5001-00005
Vuxen lårben		innerblåsa 18 x 52 cm	6001-00005
Vuxen kraftig kort arm		innerblåsa 14 x 40 cm, konisk	7001-00005
Vuxen extra kraftig arm		innerblåsa 16 x 50 cm, konisk	0001-00005
Vuxen kraftigt lårben		innerblåsa 20 x 60 cm, konisk, ej integrerad	8000-00228

AB Henry Erikssons reservdelslista

Innerblåsa	2-slang vinyl	1-slang vinyl	2-slang kloropren	1-slang kloropren	2-slang neopren	1-slang neopren
3x10		114-0128			116-0147	114-0147
3x20			116-1117	114-1117		
6x20	116-0228	114-0228	116-0217	114-0217	116-0247	114-0247
9x28	116-0328	114-0328	116-0317	114-0317	116-0347	114-0347
12x35	116-0428	114-0428	116-0417	114-0417	116-0447	114-0447
15x43	116-0528	114-0528	116-0517	114-0517	116-0547	114-0547
18x52	116-0628	114-0628			116-0647	114-0647
18x60			116-0617	114-0617		
14x40	116-0728	114-0728	116-0717	114-0717	116-0747	114-0747
20x60	116-0828	114-0828	116-0817	114-0817		
Ytermanschett	Blå nylon	Röd galon				
3x10 (5x21cm)	107-0100	107-0101				
3x20 (5x30cm)	107-1100	107-1101				
6x20 (8x83cm)	107-0200	107-0201				
9x28 (11x41cm)	107-0300	107-0301				
12x35 (14x52cm)	107-0400	104-0401				
15x43 (17x66cm)	107-0500	107-0501				
18x52 (20x78cm)	107-0600	107-0601				
18x60 (20x88cm)	107-1600	107-1601				
14x40 (16x64cm)	107-0700	107-0701				
20x60 (22x90cm)	107-0800	107-0801				
Utsläppsventil	Skruvventil	Skruv/tryck	Tryckventil plast	Skruvventil liten	Skruvventil fjäder	
	118-0100	118-0200	118-0300	118-0500	118-0600	
Bollpump	Liten	Stor	Extra stor	Liten neopren	Stor neopren	Standard
	117-0100	117-0200	117-0300	117-0147	117-0247	117-0228
Dosmanometer	Boso	Ekonomi (Asiat)	DuraShock			
	101-2000	101-4000	101-8000			
Handmanometer	BS-90 (Boso)	Varius(Boso)	ri-san (riester)	DS-54WelchAllyn	DS-55 WelchAllyn	DS 65WelchAllyn
	102-2100	102-2600	102-7200	102-8100	102-8200	102-8500
Handmanometer	LD-20 Elektronisk					
	102-4100					
Bord/väggmanometer	BigBen skena	BigBen vägg	BigBen bord	WA767 vägg	WA767 bord	
	103-7040	103-7020	103-7080	103-8010	103-8070	
Övriga tillbehör	Extenderslang	Extenderslang	Hon-koppling skr.	Han-koppling skr.	Y-slangskoppling	Y-rör
	PVC	Neopren				
	256-1168	256-1167	258-1010	258-1020	255-2017	255-1020
Anslutningsnippel Digital Blodtr.mät		Boso	Ri-champion	Ri-cjampion N	Lord	WatchBPHome
		272-1120	272-1130	272-1180	272-1140	272-1190

Samtliga ingående delar i AB Henry Erikssons blodtrycksmätare går att byta ut vid behov. Det går att kombinera ytermanschett, innerblåsa, boll, ventil och manometer så att blodtrycksmätaren passar för er verksamhet.