

## Blodtrycksmätare med håndmanometer Boso Varius

Blodtrycksmätare komplett med Bosos  
håndmanometer Varius

(For pumpe av vinyl angi sluttsiffer 28 istedenfor för 47)



### Med yttermansjett av nylon (blå) og neopren pumpe:

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1260-00047
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2260-00047
Barn og ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3260-00047
Voksen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4260-00047
Voksen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5260-00047
Voksen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6260-00047
Voksen, kraftig, kort arm, 14x40cm, konisk	Art.nr: 7260-00047
Voksen, kraftig lårben, 20x60cm, konisk	Art.nr: 8260-00047

### Med yttermansjett av galon (röd) och neopren pumpe:

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1260-00147
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2260-00147
Barn og ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3260-00147
Voksen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4260-00147
Voksen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5260-00147
Voksen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6260-00147
Voksen kraftig, kort arm, 14x40cm, konisk	Art.nr: 7260-00147
Voksen kraftig lårben, 20x60cm, konisk	Art.nr: 8260-00147

### Blodtrycksmålere med integrert innerpumpe (TPU):

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1260-00005
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2260-00005
Barn og ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3260-00005
Voksen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4260-00005 (Se bilde)
Voksen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5260-00005
Voksen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6260-00005
Voksen, kraftig kort arm, 14x40cm, konisk	Art.nr: 7260-00005

Voksen ekstra kraftig arm 16x50 cm, konisk Art.nr: 0260-00005

---

© 2010 AB Henry Eriksson | Med ensamrätt | Telefon: 08 - 647 48 05 | [info@henryeriksson.se](mailto:info@henryeriksson.se)