

Standard Manschett

Hölje och innerblåsa med 1-slang för anslutning till handmanometer, elektronisk blodtrycksmätare eller via y-slangkoppling till väggmanometer.

(För blåsa av neopren ange slutsiffra 47 istället för 28)

(För blåsa av kloropren ange slutsiffra 17 istället för 28)



Med yttermanschett av nylon (blå):

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1001-00028
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2001-00028
Barn och ungdom 9x28 cm (se bild)	Art.nr: 3001-00028
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4001-00028
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5001-00028
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6001-00028
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7001-00028
Vuxen kraftig lårben 20x60 cm, konisk	Art.nr: 8001-00028

Med yttermanschett av galon (röd):

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1001-00128
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2001-00128
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3001-00128
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4001-00128
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5001-00128
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6001-00128
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7001-00128
Vuxen kraftig lårben 20x60 cm, konisk	Art.nr: 8001-00128

Blodtrycksmätare med integrerad innerblåsa (TPU):

Barn 0 - 1 år 3x10 cm	Art.nr: 1001-00005
Barn 1 - 4 år 6x20 cm	Art.nr: 2001-00005
Barn och ungdom 9x28 cm	Art.nr: 3001-00005
Vuxen normal arm 12x35 cm	Art.nr: 4001-00005
Vuxen kraftig arm 15x43 cm	Art.nr: 5001-00005
Vuxen lårben 18x52 cm	Art.nr: 6001-00005
Vuxen kraftig kort arm 14x40 cm, konisk	Art.nr: 7001-00005
Vuxen kraftig lårben 16x50 cm, konisk	Art.nr: 0001-00005